

# TissuFleece E

Kollagenvlies

Gebrauchsinformation, aufmerksam lesen!

**Die Angaben dieser Gebrauchsinformation werden stets neuen Erkenntnissen und Erfahrungen angepasst. Sie sollten deshalb vor Gebrauch jeder Verpackung beachtet werden.**

## WIRKSTOFF

Kollagenfibrillen

## WIRKSAME BESTANDTEILE

1 cm<sup>2</sup> enthält 2,8 mg native Kollagenfibrillen equinen Ursprungs

## WEITERE BESTANDTEILE NACH ART

keine

## WIRKUNGSWEISE

Der Kontakt von Kollagen mit Blut führt zu einer Thrombozytenaggregation. Thrombozyten scheiden sich in großer Anzahl am Kollagengerüst ab, zerfallen und setzen Gerinnungsfaktoren frei, die zusammen mit Plasmafaktoren die Fibrinbildung ermöglichen.

Das Kollagengerüst sorgt für die zusätzliche Verstärkung des Koagulums.

TissuFleece E Kollagenvlies ist in der Lage, aufgrund seiner Struktur, große Mengen an Flüssigkeiten aufzunehmen. Durch diesen rein mechanischen Vorgang werden, durch Sekretionsabsorption, abgestoßenes Material, wie Bakterien und Fibrinbeläge, aufgenommen. Dadurch wird die Bildung von Granulationsgewebe beschleunigt.

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Wundversorgung und als Hämostyptikum bei venösen, kapillaren, diffusen und flächigen Blutungen aus parenchymatösen Organen, wie z.B. Lunge, Leber, Milz, Niere, Prostata.
- In Kombination mit chirurgischen Gewebeklebern, zur Versiegelung und Stabilisierung insuffizienzgefährdeter Nähte, z.B. in der Herz- und Gefäßchirurgie.
- Zur Blutstillung nach Zahnextraktion.
- Als temporärer Hautersatz zur schmerzlosen Abdeckung, z.B. bei Ulcus cruris.
- Zur Abdeckung von Hautentnahmestellen.
- Zur temporären Abdeckung von Verbrennungen 2. und 3. Grades.
- Zur Defektauffüllung und Blutstillung nach Spongiosaentnahme oder anderen orthopädischen Eingriffen.

## GEGENANZEIGE

Bei Überempfindlichkeit gegen Produkte equinen Ursprungs ist von einer Anwendung abzusehen. Anwendung in infizierten Bereichen stellt eine absolute Gegenanzeige dar. Über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine Erfahrungen vor. Aus diesem Grund ist während der Schwangerschaft und Stillzeit eine strenge Indikationsstellung geboten.

## NEBENWIRKUNGEN

Vereinzelt wird in der Literatur berichtet, dass eventuell bestehende Infektionen verstärkt werden können. Aufgrund der xenogenen Herkunft des Kollagens besteht, trotz nachgewiesener, geringer Antigenität, evtl. die Möglichkeit von Unverträglichkeitsreaktionen.

## WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN:

Chlorfreisetzende Antiseptika sowie Tannine und Kaustika sollen nicht mit Kollagen verwendet werden.

Aufgrund der spezifischen Wirkung von TissuFleece E Kollagenvlies auf Thrombozytenaggregation und plasmatische Gerinnung muss beachtet werden, dass seine Wirksamkeit durch aggregations- und gerinnungshemmende Substanzen vermindert wird.

## DOSIERUNG UND ART DER ANWENDUNG:

Soweit nicht anders verordnet, wird TissuFleece E Kollagenvlies auf die gewünschte Größe zugeschnitten und ohne weitere Vorbehandlung auf den Defekt appliziert. Es wird entweder bei äußerer Anwendung durch einen Verband oder bei innerer Anwendung, zur Verstärkung der hämostatischen Wirkung, mit einem chirurgischen Klebstoff, wie GRF-Kleber, Fibrinogen-Thrombin-F-XIII-Kleber oder bei Bedarf konventionell durch Nähte fixiert.

Zur Behandlung von Ulcus cruris wird TissuFleece E Kollagenvlies 2–3 mal pro Woche gewechselt. Dabei kann TissuFleece E Kollagenvlies sowohl trocken als auch nach vorherigem Einweichen in physiologische Kochsalzlösung oder z.B. Antiseptika (siehe aber Wechselwirkungen mit anderen Mitteln) appliziert werden. Für spezielle Anwendungen ist es möglich, TissuFleece E Kollagenvlies vorher mit therapeutischen Lösungen wie z.B. Antibiotika, zu tränken.

## ZUR BEACHTUNG

Aus der Innenverpackung entnommene und nicht verbrauchte Abschnitte dürfen nicht resterilisiert werden und müssen verworfen werden.

Aufgrund der Affinität von Kollagen zu blutigen Oberflächen sollten zur Anwendung von TissuFleece E Kollagenvlies trockene Instrumente und Handschuhe verwendet werden.

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

## LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Nicht über 25°C lagern. Vor Feuchtigkeit schützen!

Angebrochene Einzelverpackungen dürfen nicht resterilisiert werden und müssen verworfen werden.

Verfalldatum: siehe Verpackungsaufdruck.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anzuwenden!


## DARREICHUNGSFORMEN UND PACKUNGSGRÖSSEN

TissuFleece E Kollagenvlies, steril verpackt, ist in folgenden Abmessungen und Packungsgrößen erhältlich:

Größe	Inhalt	REF-Nummer
3,6 x 1,8 cm	20 Stück	B2240700999999
7 x 3 cm	5 Stück	B2240500999999
9 x 7 cm	5 Stück	B2240300999999
12 x 9 cm	5 Stück	B2240100999999

## ERKLÄRUNGEN DER SYMBOLE

 Steril, Sterilisationsmethode: Ethylenoxid

 Nicht resterilisieren, nicht zur Wiederverwendung



Bitte Gebrauchsinformation beachten



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis Jahr/Monat

REF

Bestellnummer



Maximale Lagertemperatur



Hersteller

Stand: 02/2003

Baxter ist ein Warenzeichen von Baxter International Inc.

TissuFleece ist ein Warenzeichen von Baxter International Inc. und Baxter Healthcare S.A.

**Hersteller:**

Resorba Wundversorgung GmbH & Co. KG  
Am Flachmoor 16  
D-90475 Nürnberg

**Vertrieb:**

Baxter AG  
Industriestraße 67  
A-1220 Wien

**CE 1275**