

# schülke -†



Gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher.

## mikrocid® AF wipes Jumbo

### Unser Plus:

- gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
- großes Tuch (20 x 27 cm)
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- schnelle Abtrocknung
- 200 Tücher pro Dose / Nachfüllbeutel
- aldehydfrei

### Anwendungsgebiete

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte [CE 0297] in allen Bereichen und Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z. B.:

- Patientenbehandlungseinheiten
- Untersuchungsliegen
- OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen
- Oberflächen medizinischer Geräte

### Anwendungshinweise

Tücher im schrägen Winkel nach unten abreißen. Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

mikrocid® AF wipes Jumbo wirken gegen:

- Bakterien (inkl. Tb) • Pilze • Viren (Hepatitis-B-Viren, HIV, HCV, Adenoviren, Rotaviren, Papovaviren, Polioviren) • Noroviren

### Einwirkzeiten

Wirksamkeiten	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (gemäß DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)	1 Min.
MRSA Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Stämme	1 Min.
Tb	1 Min.
viruzid*	30 Min.
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV und HCV)	30 Sek.
Adenoviren (Typ 2)	2 Min.
BVDV	30 Sek.
Norovirus**	1 Min.
Papova SV 40	15 Min.
Polioviren	30 Min.
Rotaviren	30 Sek.
Vacciniavirus	30 Sek.
<b>VAH-Liste / Zertifikat</b> Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis	5 Min.
ÖGHMP-Expertise Nr. 95/8	1 Min.

\* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

\*\* getestet in Anlehnung an EN 14 476; Prüfvirus: Murines Norovirus

# mikrozid® AF wipes *Jumbo*

## Produkt Daten

### Zusammensetzung:

Eine Dose bzw. Nachfüllbeutel enthält 200 gebrauchsfertig getränkte Tücher.

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol

### Chemisch-physikalische Daten der Wirkstofflösung

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	0,90 cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	27 °C (DIN 51 755)

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

<b>Xi:</b>	Reizend
<b>R10:</b>	Entzündlich
<b>R36:</b>	Reizt die Augen.
<b>S2:</b>	Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Nitrilkauschuk) wird empfohlen.

Alkoholempfindliche Flächen (wie z. B. Acrylglas) dürfen nicht behandelt werden.

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
200 Jumbo-Tücher-Spenderdose	10 Dosen	109 157
200 Jumbo-Tücher-Nachfüllbeutel	12 Beutel	109 159

## Zubehör

	Art. Nr.
Wandhalterung Jumbodose	134 421

## Umweltinformationen

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat mikrozid® AF wipes *Jumbo* vorliegenden Gutachten / Literatur finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Für Ihre individuellen Fragen:  
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

**Schülke & Mayr GmbH**  
22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

**Schülke & Mayr AG**  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44  
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**Schülke & Mayr Ges.m.b.H**  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0  
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)