

**Oral-B PRO 900 SENSI Ultrathin**

Produkt ID: TN-0003021



Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
EAN	4210201187370		
FPC	80304281		
Kategorie	Power Oral Care		
Marke	Oral-B Power		
Produktlinie	PRO Sensi Ultrathin		
Gültigkeitsdaten	-		
Produkttitel lang	Oral-B PRO 900 SENSI Ultrathin		
Produkttitel kurz	Oral-B PRO 900 Elektrische Zahnbürste		

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Oral-B PRO 900 Sensi Ultrathin elektrische Zahnbürste bietet eine klinisch erprobte, gründlichere Reinigung als eine herkömmliche Handzahnbürste. Die runde Blüten-Form des Bürstenkopfs wurde gemeinsam mit Zahnärzten entwickelt. Die Kombination aus weichen, ultradünnen Borsten und herkömmlichen Borsten ist sanft zum Zahnfleisch und gleichzeitig stark gegen Plaque. Der Sensi Ultrathin Bürstenkopf entfernt bis zu 100 % mehr Plaque und verringert Zahnfleischentzündungen um 100 % im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste. Die einzigartige Kombination aus abgerundeten und ultradünnen Borsten ist ideal für empfindliches Zahnfleisch. Die Oral-B PRO 900 Sensi Ultrathin verfügt über 3 verschiedene Reinigungsmodi: Tägliche Reinigung, Sensitiv und Zahnfleisch-Schutz. Der Timer zeigt an, wenn die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten erreicht ist. Oral-B – die Zahnbürstenmarke, die Zahnärzte weltweit am häufigsten selbst verwenden. Kompatibel mit den folgenden Aufsteckbürsten: CrossAction, 3DWhite, Sensitive, Sensi Ultrathin, Precision Clean, Tiefenreinigung und TriZone.
<b>Produkteigenschaft 1</b>	Dank dynamischer Bewegungen erhalten Sie bessere Resultate
<b>Produkteigenschaft 2</b>	Entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste
<b>Produkteigenschaft 3</b>	Die klinisch erprobte, überlegene 3D-Reinigung hilft mit oszillierenden, rotierenden und pulsierenden Bewegungen, Plaque zu lockern und zu entfernen
<b>Produkteigenschaft 4</b>	Wiederaufladbare elektrische Zahnbürste mit 3 Reinigungsmodi: Tägliche Reinigung, Sensitiv und Zahnfleisch-Schutz
<b>Produkteigenschaft 5</b>	Lieferumfang: 1 Handstück mit Ladestation, 1 Sensi Ultrathin Aufsteckbürste, 1 3DWhite Aufsteckbürste
<b>Produkteigenschaft 6</b>	Oral-B – die Zahnbürstenmarke Nr. 1, die Zahnärzte weltweit am häufigsten selbst verwenden
<b>Suchbegriffe allgemein</b>	elektrische zahnbürste, elektrische wiederaufladbare zahnbürste, wiederaufladbare zahnbürste, oral-b, oral, b, braun, sonicare, pro, smartseries, smart series, genius, bürste, bürsten, zahnbürste, zahnseide, sauber, action, diamond, präzision, reise, crossaction, beste, schall, mundpflege, trizone, tri, 900, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, ladestation, akku, sensitiv, zahn, zahnbürsten, bürsten, oralb, zahnbürsten, wiederaufladbar
<b>Unverbindliche Preisempfehlung *</b>	94.99 €
<b>Unverbindliche Preisempfehlung *</b>	104.90 CHF
<b>Unverbindliche Preisempfehlung *</b>	94.99 €

Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
------------	-------------------	--------------------------	--------------------

<b>Verbrauchereinheit Höhe (mm)</b>	236		
-------------------------------------	-----	--	--

<b>Verbrauchereinheit Breite (mm)</b>	84		
---------------------------------------	----	--	--

<b>Verbrauchereinheit Tiefe (mm)</b>	195		
--------------------------------------	-----	--	--

<b>Verbrauchereinheit Gewicht (g)</b>	453		
---------------------------------------	-----	--	--

<b>Versandereinheit Höhe (mm)</b>	248		
-----------------------------------	-----	--	--

<b>Versandereinheit Breite (mm)</b>	404		
-------------------------------------	-----	--	--

<b>Versandereinheit Tiefe (mm)</b>	262		
------------------------------------	-----	--	--

<b>Versandereinheit Gewicht (g)</b>	3030		
-------------------------------------	------	--	--

<b>Einheiten pro Karton</b>	6		
-----------------------------	---	--	--

<b>EAN 14 - AktiveBarcode</b>	4210201187349		
-------------------------------	---------------	--	--

**Stammdaten**
**Logistische Daten**
**Verpackungsinformationen**
**Kategoriespezifika**

<b>Inhaltsstoffe</b>	N/A
<b>Kundenservice Rufnummer</b>	80027286463
<b>Kundenservice Hinweis</b>	Frage? Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.
<b>Anwendungshinweise</b>	Wie benutze ich meine elektrische Zahnbürste? Tragen Sie Zahncreme auf den angefeuchteten Bürstenkopf auf. Führen Sie die Zahnbürste an die Zähne und schalten Sie das Handstück ein. Bewegen Sie den Bürstenkopf langsam von Zahn zu Zahn. Halten Sie den Bürstenkopf einige Sekunden lang an einer Stelle, bevor Sie ihn weiter zum nächsten Zahn führen. Putzen Sie Zahnfleisch und Zähne, zuerst die Außenseiten, dann die Innenseiten und zum Schluss die Kauflächen.
<b>Anwendungsempfehlung</b>	Oral-B bietet eine große Auswahl an Aufsteckbürsten passend zu Ihren persönlichen Bedürfnissen.
<b>Warnhinweise</b>	Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls das Kabel beschädigt ist, bringen Sie es in ein Servicecenter von Oral-B und Braun. Beschädigte oder nicht funktionstüchtige Geräte dürfen nicht länger benutzt werden. Nicht für den Gebrauch von Kindern unter 3 Jahren geeignet. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person dabei beaufsichtigt werden. Grundsätzlich empfehlen wir, das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Falls das Produkt herunterfällt, sollte der Bürstenkopf vor dem nächsten Gebrauch ausgetauscht werden, auch wenn kein sichtbarer Schaden entstanden ist. Achten Sie beim Aufstellen und Aufbewahren darauf, dass das Produkt nicht in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Legen Sie das Ladegerät weder in Wasser noch in andere Flüssigkeiten. Greifen Sie nicht nach dem Ladegerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Stecken Sie es unverzüglich aus. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. Wenden Sie sich bezüglich Reparaturen an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie ein Oral-B-Servicecenter. Bauen Sie das Produkt nicht auseinander, außer zum Entsorgen der Batterie. Wenn Sie die Batterie zum Entsorgen herausnehmen, achten Sie darauf, die positiven (+) und negativen (-) Pole nicht zum Kurzschluss zu bringen. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen am Gerät oder Ladegerät. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen. Halten Sie beim Herausziehen des Kabels immer den Stecker fest und nicht das Kabel. Nutzen Sie das Produkt nur für den hier beschriebenen Verwendungszweck. Nutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen ist. Bitte wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Zahnarzt, falls Sie sich in zahnmedizinischer Behandlung befinden.
<b>Herstellername</b>	Procter & Gamble
<b>Herstelleradresse</b>	Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, D-61476 Kronberg/Ts. Germany



<b>Herkunftsland</b>	Deutschland
<b>Rücksendeanschrift</b>	Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Deutschland
<b>Füllmenge</b>	1
<b>Füllmenge Einheit</b>	count
<b>Art der Verpackung</b>	Box

**Procter & Gamble Service GmbH**  
Sulzbacher Str. 40  
65824 Schwalbach am Taunus  
Deutschland

Geschäftsführer:  
Bettina Buschhoff, Gabriele Hässig, Franz-Olaf  
Kallerhoff, Dr. Peter Constantin Loebus, Stefan  
Schamberg, Astrid Teckentrup, Matthias Weber

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Heinz-Joachim Schultner

Sitz: Schwalbach am Taunus,  
Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 4990  
Ust.ID: DE 814 642 039



Stammdaten

Logistische Daten

Verpackungsinformationen

Kategoriespezifika

**Procter & Gamble Service GmbH**  
Sulzbacher Str. 40  
65824 Schwalbach am Taunus  
Deutschland

Geschäftsführer:  
Bettina Buschhoff, Gabriele Hässig, Franz-Olaf  
Kallerhoff, Dr. Peter Constantin Loebus, Stefan  
Schamberg, Astrid Teckentrup, Matthias Weber

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Heinz-Joachim Schultner

Sitz: Schwalbach am Taunus,  
Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 4990  
Ust.ID: DE 814 642 039