



ProntoLind® Piercing & Tattoo Gel 10 ml

ProntoLind® Gel ist ein gebrauchsfertiges Gel zur antiseptischen Pflege und Infektionsprophylaxe bei Piercings & Tätowierungen.

Die Inhaltsstoffe haben sich millionenfach klinisch bewährt, sind dermatologisch unbedenklich und gelten als Mittel der ersten Wahl zur Wundbehandlung*. Sie hemmen nicht die Granulation und die Epithelisierung, weisen keine zytotoxischen, reizenden, irritierenden oder sensibilisierenden Eigenschaften auf und können unbedenklich lange angewendet werden.

Der enthaltene Polyhexanid-Betain-Komplex dekontaminiert schmerzfrei auch schwer zugängliche Haut-, Schleimhaut- sowie Schmutz-areale und verhindert durch den entstehenden Schutzfilm und das breite Keimspektrum die Einnistung neuer Infektionserreger.

Der Ausbreitung von pathogenen, transienten sowie residenten Keimen im Stichtkanal, im Schmuckumfeld und an der Tätowierung wird so vorgebeugt. Hierdurch wird die natürliche Wundheilung unterstützt und beschleunigt.

Bei Fleishtunnels verhindert und minimiert ProntoLind® Gel unangenehme Gerüche und kann zusätzlich als Gleitgel für Dehnungen (z.B. Ohrhörer) verwendet werden. ProntoLind® Gel eignet sich insbesondere zur Anwendung bei Nasen- und Ohrpiercings, Dermal Anchors und Microdermals, sowie für alle Bereiche, die mit einem Wundverband abgedeckt werden. ProntoLind® Gel ist mit allen modernen Wundaufgaben und Schmuckmaterialien kompatibel.

Gebrauchsanweisung: Anwendung bei bestehenden Piercings: Tragen Sie eine ausreichende Menge ProntoLind® Gel direkt auf die zu be-

handelnde Stelle auf und lassen Sie das Gel kurze Zeit antrocknen.

Bei Verwendung von Wundaufgaben kann das Gel direkt auf die Komresse/Pflaster gegeben werden und verhindert so zusätzlich ein Verkleben mit der Wunde, was den nächsten Verbandwechsel erleichtert und die erneute Schädigung des Körperschmucks verhindert. Es empfiehlt sich die Verwendung von ProntoLind® Spray zur Reinigung des Hautareals beim Verbandwechsel.

Anwendung zum Abschluss der Tätowierung: Nach Abschluss einer frischen Tätowierung wird ProntoLind® Gel dünn auf die Tätowierung aufgetragen und so lange vorsichtig eingerieben, bis es fast trocken ist. Durch den enthaltenen Polyhexanid-Betain-Komplex wird die Haut antiseptisch gereinigt und so das Infektionsrisiko minimiert. Danach sollte das Tattoo für ca. 3 Stunden mit Folie abgedeckt und während der gesamten Abheilzeit mit dem ProntoLind® Tattoo-Pflegeschaum weiter versorgt werden.

Anwendungsdauer und -häufigkeit: Alle ProntoLind®-Produkte können ohne Einschränkung bezüglich Anwendungsdauer und -häufigkeit verwendet werden, da sie die Wundheilung nur positiv beeinflussen.

Beachten Sie weiterhin die Pflegetipps Ihres Piercers/Tätowierers und besuchen Sie ihn gemäß Vereinbarung zur Kontrolle der Abheilung – er kennt Ihr Körperschmuck am besten.

Sicherheitshinweise: ProntoLind® Gel nicht gleichzeitig mit Seifen, Salben, Ölen oder Gelen anwenden. Darf nicht an Personen angewendet werden, die gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Tube nach Gebrauch verschließen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Anbruch innerhalb von 12 Wochen verbrauchen. Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht schlucken.

Zusammensetzung: Aqua purificata, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Polyaminopropyl-biguanide (Polyhexanid), Undecylenamidopropyl-betaine

*=Konsensusempfehlung DGfW (Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und -behandlung e.V.) 2004 & 2009



ProntoLind® Piercing & Tattoo Gel 10 ml

ProntoLind® Gel is a ready-to-use gel for antiseptic care and prevention of infection in piercings and tattoos.

The ingredients have been used successfully in clinical practice millions of times over, are safe for dermatological use and are considered the means of first choice in treatment of wounds*. They do not inhibit granulation and epithelialisation, do not demonstrate any cytotoxic, inflammatory, irritating or sensitising properties and can be used safely over long periods of time.

The polyhexanide betaine complex contained in the ingredients also decontaminates areas of the skin, mucous membranes and jewellery that are hard to reach. Thanks to the resulting protective film and the broad microbial spectrum, it prevents new infectious agents from implanting themselves.

Dispersion of pathogenic, transient and resident bacteria in the piercing hole, around the jewellery and on the tattoo is thus prevented. This helps and accelerates the natural healing process in the wound.

In the case of flesh tunnels, ProntoLind® Gel prevents and reduces unpleasant odours to a minimum and can also be used as a lubricant gel for expansion (e.g. ear holes). ProntoLind® Gel is especially suitable for use with nasal and ear piercings, dermal anchors and microdermals, and for any areas

that are covered by a wound dressing. ProntoLind® Gel is compatible with all modern wound dressings and jewellery material.

Instructions for use: Use with existing piercings:

Apply a sufficient amount of ProntoLind® Gel directly to the treatment area and allow the gel to dry for a short time. When wound dressings are used, the gel can be applied directly to the compresses/plasters and thus additionally prevents adherence with the wound, which makes the next change of dressing easier and prevents fresh damage to the body jewellery. It is recommended that ProntoLind® Spray is used to clean the skin when changing the dressing.

Application when completing the tattoo: After completing a fresh tattoo, apply ProntoLind® Gel sparingly to the tattoo and rub it in carefully until it is almost dry. Thanks to the polyhexanide betaine complex contained in the gel, the skin is cleaned antiseptically and this keeps any risk of infection to a minimum. Afterwards cover the tattoo with foil for about 3 hours and continue to keep it cleaned until it has healed completely using ProntoLind® Foam for Tattoos.

Length and frequency of application: All ProntoLind® products can be used without restriction as regards the length and frequency of application, as they have only a positive effect on the healing of wounds.

Continue to observe the instructions provided by your piercer/tattooist and make sure you keep your appointment to have the wound checked – they know best about your body jewellery. **Safety notes:** Do not use ProntoLind® Gel at the same time as soap, ointments, oils or gels. May not be used on persons who are allergic to one of the ingredients.

Seal tube after use and protect from exposure to direct sunlight. Use within 12 weeks of opening. For external use only, do not swallow.

Composition: Aqua purificata, glycerine, hydroxyethylcellulose, polyaminopropyl biguanide (polyhexanide), undecylenamidopropyl betaine

*=Consensus recommendation from German Association for Wound Care (DGfW, Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V.) 2004 & 2009



Gel ProntoLind® pour piercings et tatouages 10 ml

Le gel ProntoLind® est un gel prêt à l'emploi pour le soin antiseptique et la prophylaxie des infections pour les piercings et les tatouages.

Ses composants ont fait leurs preuves à des millions de reprises en clinique, sont sans risques dermatologiques et considérés comme des composants de premier choix pour le traitement des plaies. Ils n'empêchent ni la granulation, ni l'épithélisation, n'ont aucune propriété cytotoxique, irritante ou sensibilisante et peuvent être utilisés sans risque aussi longtemps que nécessaire.

Le complexe polihexanide-bétaine qu'il contient permet également la décontamination indolore des zones de la peau, des muqueuses et du bijou difficilement accessibles et son large spectre d'action et la couche protectrice qu'il crée empêchent l'implantation de nouveaux agents infectieux.

La dissémination de germes pathogènes, transitoires ou résidents dans le canal de piqûre, la zone du bijou et du tatouage est ainsi empêchée, ce qui permet d'aider et d'accélérer la cicatrisation naturelle de la plaie.

Pour les tunnels, le gel

ProntoLind® empêche et minimise la formation d'odeurs désagréables et peut d'autre part aussi être utilisé comme gel lubrificateur pour réaliser l'élargissement du tunnel (par ex., dans le lobe de l'oreille). Le gel ProntoLind® convient particulièrement pour les piercings réalisés dans le nez et les oreilles, les ancrages dermiques et les piercings micro-dermiques ainsi que toutes les zones recouvertes d'un pansement après le piercing. Le gel ProntoLind® est compatible avec tous les pansements et matériaux utilisés pour les bijoux modernes.

Mode d'emploi:

Utilisation avec des piercings déjà existants : Appliquez une quantité suffisante de gel ProntoLind® directement sur la zone à traiter et laissez le gel sécher pendant quelques minutes. Si vous utilisez des pansements, le gel peut être directement appliqué sur la compresse/le pansement. Il empêche ainsi le pansement d'adhérer à la plaie, ce qui permet de le changer plus facilement et évite d'endommager à nouveau le bijou. Nous vous recommandons d'utiliser le spray ProntoLind® pour nettoyer la zone de peau avoisinante lorsque que vous changez le pansement.

Utilisation une fois le tatouage terminé : Immédiatement après avoir terminé le tatouage, appliquez-y une fine couche de gel ProntoLind® en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit presque entièrement sec. Le complexe polihexanide-bétaine qu'il contient permet un nettoyage antiseptique de la peau, minimisant ainsi les risques d'infection. Recouvrez ensuite le tatouage avec un film plastique pendant 3 heures environ et continuez à en prendre soin avec la mousse de soin pour tatouages ProntoLind®.

Durée et fréquence d'utilisation:

Tous les produits ProntoLind® peuvent être utilisés

aussi longtemps et aussi souvent que nécessaire puisqu'ils ne peuvent avoir qu'un effet positif sur la cicatrisation.

Respectez dans tous les cas les conseils de soin que vous a donnés votre piercer / tatoueur et ne manquez pas le rendez-vous de contrôle de la cicatrisation qu'il vous a donné : c'est en effet lui qui s'y connaît le mieux avec votre bijou.

Instructions de sécurité : Ne pas utiliser le gel ProntoLind® simultanément avec des savons, crèmes, huiles ou gels. Ne pas utiliser sur des personnes allergiques à l'un des composants. Refermer le tube après utilisation et protéger des rayons directs du soleil. Consommer dans les 12 semaines qui suivent l'ouverture du tube. Usage externe uniquement, ne pas avaler.

Composition : Aqua purificata, glycérine, hydroxyéthyl cellulose, polyaminopropyl biguanide (polihexanide), amidopropyl bétaine undécylénique

*=recommandation de consensus DGfW (Société allemande des plaies et cicatrisations) 2004 et 2009



ProntoLind® piercing- & tattoo-gel 10 ml

ProntoLind® gel is een gebruiksklare gel voor de antiseptische verzorging van piercings & tatoeages, ter profylaxe van infecties.

De inhoudsstoffen hebben zich al miljoenen keren in de praktijk bewezen, zijn dermatologisch onschadelijk en worden beschouwd als middel van eerste keuze bij de behandeling van wonden*. Ze hebben geen afremmend effect op de granulatie en epithelisering, vertonen geen cytotoxische, prikkelende, irriterende of sensibiliserende eigenschappen en kunnen zonder bezwaar langdurig worden gebruikt.

Het polyhexanide-betaine-

complex dat in de gel zit, ontsmet pijnloos ook moeilijk toegankelijke huid-, en slijmvliesgebieden en gebieden waar piercings zijn aangebracht, en verhindert dankzij de ontstane bescherm laag en het brede spectrum van kiemen dat er zich nieuwe infectieverwekkers nestelen.

Dit voorkomt uitbreiding van pathogene, transiente en residente ziektekiemen in het piercinggat, in de omgeving rond de piercing en op de plek waar de tatoeage is aangebracht. Hierdoor wordt de natuurlijke wondgenezing bevorderd en bespoedigd.

ProntoLind® gel voorkomt en minimaliseert bij flesh tunnels onaangename geruchten en kan aanvullend als glijgel worden gebruikt bij het oprekken van bijv. gaatjes in het oor. ProntoLind® gel is met name geschikt voor gebruik bij neus- en oorpiercings, dermal anchors en microdermals, en verder voor alle gebieden die met een wondverband zijn afgedekt.

ProntoLind® gel is te combineren met alle moderne wondbedekkingen en piercingmaterialen.

Gebruiksaanwijzing:

Gebruik bij bestaande piercings: Brengenevoldoendehoeveelheid ProntoLind® gel direct aan op de te behandelende plek en laat de gel kort opdrogen. Bijgebruik van wondbedekkingen kan de gel direct op het kompres/de pleister worden aangebracht. Dit voorkomt dat de bedekking niet vastplakt aan de wond, waardoor het gemakkelijker is het verband te verwijderen niet beschadigd wordt. Het is raadzaam om ProntoLind® spray te gebruiken voor het reinigen van het huidgebied als het verband wordt verwisseld. Gebruik na het aanbrengen van een tatoeage: Na het aanbrengen van een verse tatoeage wordt ProntoLind® gel dun op de tatoeage aangebracht en er zo lang voorzichtig ingewreven, totdat hij bijna droog is. Dankzij het

polyhexanide-betaïne-complex dat in de gel zit, wordt de huid antiseptisch gereinigd. Dit minimaliseert het infectierisico. Vervolgens moet de tattoo 3 uur lang worden afgedekt met folie en gedurende de gehele genezingsperiode verder worden verzorgd met ProntoLind® tattoo-schuim.

Gebruiksduur- en frequentie:
De gebruiksduur en -frequentie van alle ProntoLind® producten is onbeperkt, omdat ze uitsluitend een positieve invloed hebben op de wondgenezing.

Neem verder de verzorgingsstips van uw piercer/tatoeëerder in acht en laat de wond na een aantal dagen door hem controleren – hij kent uw piercingsriead/tatoeage het beste.

Veiligheidswaarschuwingen:
ProntoLind® gel niet gelijktijdig met zeep, zalf, olie of gels gebruiken. Mag niet worden toegepast bij personen die allergisch zijn voor een van de inhoudsstoffen. Tube na gebruik sluiten en beschermen tegen directe zonnestralen. Een aangebroken tube binnen 12 weken opmaken. Uitsluitend voor uitwendig gebruik, niet in nemen.

Samenstelling:
Aqua purificata, glicerine, hydroxyethylcellulose, polyaminopropyl-biguanide (polyhexanide), undecylenamidopropyl-betaine

*=consensusaanbeveling DGfW (Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V.) 2004 & 2009

E ProntoLind® Gel para piercings y tatuajes 10 ml

ProntoLind® Gel es un gel listo para el uso para el cuidado antiséptico y la profilaxis de infecciones en piercings y tatuajes.

Los ingredientes han sido probados clínicamente multitud de veces, son

dermatológicamente inocuos y se consideran ingredientes de primera elección en el tratamiento de heridas*. No impiden la granulación y la epitelización, no muestran propiedades citotóxicas, irritantes o sensibilizantes, pudiéndose utilizar sin inconveniente durante periodos prolongados.

El complejo de polihexanida betaína descontamina sin dolor también las zonas de difícil acceso en la piel, la mucosa y los adornos evitando el anidamiento de agentes infecciosos gracias a la capa protectora resultante y al amplio espectro bacteriano.

De este modo se evita la propagación de gérmenes patógenos, transientes y residentes en el canal de punción, el área del adorno y el tatuaje, lo cual favorece y acelera la cicatrización de las heridas.

En el caso de las dilataciones, ProntoLind® Gel evita y reduce olores desagradables, pudiéndose usar adicionalmente como lubricante para estiramientos (p. ej. agujeros en orejas). ProntoLind® Gel es especialmente apto para su uso en piercings en nariz y oreja, dermal anchors y microdermals, así como todas las zonas que se cubren con vendaje. ProntoLind® Gel es compatible con todos los vendajes de heridas y materiales de joyería modernos.

Instrucciones de uso:
Aplicación en piercings ya existentes:

Aplique una cantidad suficiente de ProntoLind® Gel directamente sobre la zona a tratar y deje secar el gel ligeramente.

En el caso de utilización de vendaje, se puede aplicar el gel directamente sobre la compresa/apósito, con lo que se evita además que se adhiera a la herida. Así se facilita el cambio del vendaje posteriormente y se evita el deterioro de nuevo del adorno.

Se recomienda el uso de ProntoLind® Spray para la limpieza del área de la piel al cambiar el vendaje.

Aplicación al finalizar el tatuaje:

Tras finalizar el tatuaje recién hecho se aplica una capa fina de ProntoLind® Gel sobre el tatuaje y se frota con cuidado hasta que esté prácticamente seco. Gracias al complejo de polihexanida betaína se limpia la piel de forma antiséptica, minimizando el riesgo de infecciones.

A continuación se debería cubrir el tatuaje durante aprox. 3 horas con plástico y seguir tratando durante todo el periodo de curación con ProntoLind® Espuma para tatuajes.

Duración y frecuencia de la aplicación:

Todos los productos ProntoLind® pueden utilizarse sin limitación en cuanto a la duración y la frecuencia de la aplicación, dado que su efecto sobre la cicatrización de la herida siempre es positivo.

Preste también atención a los consejos de su pierceador/tatuador sobre el cuidado, y acuda a la cita concertada para el control de la cicatrización, él es quien mejor conoce su adorno corporal.

Indicaciones de seguridad:
No utilizar ProntoLind® Gel con jabones, pomadas, aceites o geles. No se debe utilizar en personas que sean alérgicas a uno de los ingredientes. Círrese bien el tubo después de usarlo y protéjase de la radiación directa del sol. Una vez abierto, utilícese en el plazo de 12 semanas. Apto sólo para el uso externo, no ingerir.

Composición:
Aqua purificata, glicerina, hidroxietilcelulosa, poliaminopropil biguanida (polihexanida), undecilendopropil betaína

*=recomendación de consenso de la DgFw (asociación alemana para la curación y tratamiento de heridas) 2004 y 2009

I Gel per Tatuaggi e Piercing ProntoLind® 10 ml

ProntoLind® Gel è un gel pronto per l'uso per la prevenzione delle infezioni e per la cura di piercing e tatuaggi.

I componenti sono stati applicati con successo in milioni di pazienti, sono innocui dal punto di vista dermatologico, sono ritenuti sostanze di prima scelta nel trattamento delle ferite* e non ostacolano il processo di granulazione e ripitelizzazione. Queste sostanze non hanno proprietà citotossiche, irritanti o sensibilizzanti e possono essere utilizzate senza alcun problema per lunghi periodi.

Grazie alla composizione a base di polihexanide e betaína è possibile disinfettare in modo indolore anche punti difficilmente accessibili della cute, della mucosa e le zone interessate dal piercing. La creazione di una pellicola protettiva con ampio spettro antibatterico previene inoltre la formazione di nuovi batteri.

In tal modo è possibile prevenire la diffusione di germi patogeni, transienti e residenti nel canale del foro, nella zona intorno al gioiello e sul tatuaggio. Ciò serve a supportare e accelerare la naturale guarigione della ferita.

Con flesh tunnel, ProntoLind® Gel previene o minimizza la formazione di odori sgradevoli e può inoltre essere utilizzato quale gel per dilatazioni (ad es. per i buchi alle orecchie). ProntoLind® Gel è particolarmente ideale per essere utilizzato con piercing del naso e delle orecchie, dermal anchor e microdermal e per tutte quelle zone che vengono coperte con una benda.

ProntoLind® Gel è utilizzabile con tutte le moderne compresse per medicazioni e materiali di gioielli.

Modalità d'impiego
Modalità di utilizzo in pre-

senza di piercing Applicare una quantità sufficiente di ProntoLind® Gel sulla zona che si desidera trattare e aspettare brevemente fino a quando il gel si sarà asciugato. Se si utilizzano compresse per medicazioni, si potrà applicare il gel direttamente sulla compressa/cerotto così da evitare che aderiscano sulla ferita, facilitando la successiva sostituzione della fasciatura e evitando di arrecare ulteriore danno alla zona interessata dal piercing. Durante il cambio della fasciatura si raccomanda di utilizzare ProntoLind® Spray per effettuare la pulizia della cute interessata.

Modalità di utilizzo al termine del tatuaggio Al termine dell'applicazione di un nuovo tatuaggio applicare un sottile strato di ProntoLind® Gel sul tatuaggio e strofinare delicatamente fino a quando si sarà quasi del tutto asciugato. Grazie alla composizione a base di polihexanide e betaína si effettua in tal modo una pulizia antisettica e si minimizza il rischio di infezioni. Coprire quindi il tatuaggio con una pellicola, per circa tre ore, e applicare la Crema per Tatuaggi ProntoLind® fino al completamento della guarigione.

PL
ProntoLind® gel do piercingów i tatuazj 10 ml

ProntoLind® żel jest gotowym do użycia żelem do antyseptycznej pielęgnacji i zapobiegania zakażeniom piercingów i tatuazj.

Składniki okazały się w milionach przypadków klinicznie niezawodne, są bez zastrzeżeń pod względem dermatologicznym i są uważane za czynnik pierwszego wyboru w leczeniu ran*. Nie hamują one granulacji i tworzenia nabłonka, nie wykazują właściwości cytotoksycznych, drażniących, irytujących i sensybilizujących oraz mogą być bez zastrzeżeń stosowane przez długi okres czasu.

Zawarty tu kompleks polihexanidowo-betaínowy odkaża bezboleśnie także trudno dostępne obszary skóry, błon śluzowych i błuzierii. Dzięki powstającej warstwie ochronnej zapobiega on w szerokim spektrum zakażków zagnieżdżeniu się nowych drobnoustrojów.

W ten sposób zapobiega się rozprzestrzenianiu zarazków patogennych, przebiegowych i rezydentnych w kanale przekłucia, ołoczeniu błuzierii i na tatuazju. Dzięki temu wspierane i przyspieszane jest naturalne gojenie się rany.

ProntoLind® żel zapobiega i minimalizuje nieprzyjem-

ne zapachy przy stosowaniu tuneli i może być stosowany dodatkowo jako żel posłizgowy przy rozciąganiu (np. przekłucia uszu). ProntoLind® żel nadaje się szczególnie do stosowania przy kolczykach nosa i uszu, implantów, dermal anchors* i microdermal oraz do wszystkich obszarów zakrytych opatrunkiem. ProntoLind® żel jest kompatybilny z wszystkimi nowoczesnymi opatrunkami i materiałami biżuterii.

Spósb stosowania:
Stosowanie przy noszonych kolczykach: Wystarczającą ilość ProntoLind® żel należy nałożyć bezpośrednio na opatrunkowane miejsce i pozostawić na krótko do wyschnięcia. Przy stosowaniu opatrunków można nałożyć żel wprost na kompres lub plaster, co dodatkowo wspomaga sklejanie się opatrunku z raną, ułatwiając następną zmianę opatrunku i pozwalając uniknąć ponownego uszkodzenia ozdoby ciała.

Do oczyszczenia powierzchni skóry przy zmianie opatrunku zaleca się stosowanie ProntoLind® Spray.

Stosowanie na zakończenie tatuazu: Po ukończeniu świeżego tatuazu należy nałożyć cienką warstwę ProntoLind® żel na tatuaz i ostrożnie wcierać go tak długo, aż prawie wyschnie. Dzięki zawartemu kompleksowi polihexanidowo-betaínowemu skóra zostanie antyseptycznie oczyszczona, co minimalizuje ryzyko zakażenia.

Następnie tatuazj należy na 3 godziny przykryć folią, a podczas całego okresu gojenia dalej zaopatrywać Pianką do pielęgnacji tatuazj ProntoLind®.

Okres i częstotliwość stosowania: Wszystkie produkty ProntoLind® można stosować bez ograniczeń okresu i częstotliwości stosowania, gdyż wpływają one na gojenie się ran wyłącznie pozytywnie.

Należy w dalszym ciągu przestrzegać wskázówek

pielęgnacji udzielonych przez studio kolczykownia lub tatuazju. Zgodnie z umową należy zgłosić się do tego studia na kontrolę gojenia się – tam najlepiej zająć Twoją ozdobę ciała.

W s k a z ó w k i bezpieczeństwa: ProntoLind® żel nie należy stosować jednocześnie z mydłem, maściami, olejkami lub żelami. Nie stosować u osób wykazujących alergię na jeden ze składników. Tubę należy zamknąć po użyciu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu użyć przed upływem 12 tygodni. Stosować wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie polykać.

Skład: Aqua purificata, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Polyaminopropyl-biguanide (polihexanid), Undecylenamidopropyl-betaine

*= zalecenie-konsensus DgFw (Niemieckiego Towarzystwa Gojenia i Leczenia Ran) 2004 i 2009

Hersteller & Vertrieb: Promted GmbH Am Bahndamm 70 D-32120 Hiddénhausen www.promted.de Tel.: ++49(0)5221-690011

Stand: 04/2011