

INSULINPENS

ARZNEIMITTELAPPLIKATION

ARZNEIMITTELAPPLIKATION

**Verschiedene Versionen –
genau richtig für Ihre Bedürfnisse
und Ihre Insulin-Patronen**

Autopen 24

3 ml, für Insulinpatronen
von Sanofi Aventis™

**Autopen Classic**

3 ml, für Insulinpatronen
von Lilly®, Berlin Chemie®,
B. Braun/ratiopharm® und
CP Pharma Schweiz®



Gern informieren wir Sie durch
unseren Kundenservice unter
06026 9775-0 oder auf unserer
Website owen-mumford.de

Die ideale Kombination für mühelose,
schmerzarme Insulinabgabe –
weniger Kraft und mehr Kontrolle

Ihr Fachhändler empfiehlt sich:

**Autopen+
Unifine Pentips®**

**Autopen+
Unifine Pentips®**

 **OWEN MUMFORD**

Owen Mumford GmbH · Alte Häge 1 · 63762 Großostheim-Ringheim
Fon 06026 9775-0 · Fax 06026 9775-29 · www.owen-mumford.de

 **OWEN MUMFORD**

PENNADELN

INSULINPENS


**Besonders schmerzarm,
hygienisch und komfortabel –
für fast alle führenden Pens!**

Unifine Pentips werden zusammen mit dem Autopen zur idealen Kombination für die schmerzarme Insulininjektion. Sie sind ebenso für fast alle führenden Insulinpens mit Standardgewinde verwendbar.



Die ultradünnen, mit Silikon beschichteten Unifine Pentips verfügen über einen präzisen Drei-Facetten-Schliff. So ist der Einstich kaum wahrnehmbar und besonders schmerzarm.

Auch die innenliegende Nadelspitze haben wir zu Ihrer Sicherheit weiter entwickelt: Dank unserer Anti-Coring-Technologie wird das Patroneuseptum glatt durchstoßen, ohne dass sich Gummipartikel herauslösen. So werden Verstopfungen der Nadel effektiv verhindert.




Unifine Pentips gibt es in drei verschiedenen Größen – genau passend zu den individuellen Bedürfnissen der Patienten.

**Unifine Pentips sind konzipiert
für den Einmalgebrauch –
denn einmal ist einfach sicherer!**

Unifine Pentips sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert. Schon die zweite Verwendung einer gebrauchten Nadel ist unhygienisch und schmerzvoll. Durch Gewebereste kann die Nadel verstopft sein und so die exakte Dosierung des Insulins verhindern.

Durch schon einmal gebrauchte Nadeln können aber auch Veränderungen im Fettgewebe entstehen, z.B. Verdickungen oder Verhärtungen. Wird in solche Bereiche injiziert, sind schwankende Blutzuckerspiegel nur zu oft die Folge.

Deshalb: Wechseln Sie die Nadel nach jeder Injektion und suchen Sie sich immer eine neue Injektionsstelle!



Unifine Pentips®

**Weniger Kraftaufwand und
mehr Komfort durch seitliche
semiautomatische Auslösung**

Autopen ist ideal für schmerzarme Insulin-Abgabe mit viel Kontrolle in der Handhabung bei wenig Kraftaufwand. Er ist geeignet für die meisten führenden Insulinpatronen und Pennadel-Marken.

Beim Autopen wird die Injektion jeder Insulindosis, unabhängig von Dosierung oder Nadelstärke, mit stets gleicher Kraft ausgelöst. Der Autopen unterscheidet sich von anderen Insulin-Pens, weil das Insulin durch Schieben des seitlichen Injektionsknopfes statt durch manuelles Niederdrücken eines Kolbens abgegeben wird.

Besonders Menschen, deren Motorik eingeschränkt ist, oder Kinder mit ihren kleinen Händen freuen sich, weil Autopen bis zu vierfach weniger Kraft* erfordert und durch den seitlichen Auslöseknopf besser und stabiler zu halten ist. Aufsteckhilfen und Dosiervorwahlhilfe erleichtern die Handhabung zusätzlich.



* Im Vergleich zu Insulinpens mit manuellem Injektionsknopf. Daten verfügbar bei Owen Mumford.

Autopen®