



Lohmann & Rauscher

Cellacare® Malleo Akut

Stabilisierungsorthese für das Sprunggelenk



Anwendungsbereiche

- zur postoperativen und post-traumatischen Ruhigstellung des Sprunggelenks

Eigenschaften

- sichere Stabilisierung durch mediale und laterale Umfassung des Sprunggelenkes (Wirkung der U-Schiene)
- verhindert Kippen und damit Riss oder Überdehnung des Außenbandapparates
- hoher Tragekomfort durch anatomische Hartschalen, breite Verschlussbänder und weichen, individuell verstellbaren Fersensteg
- hautfreundliches Innenpolster mit antibakteriellem Überzug
- einfache Anwendung durch Anleghinweise am Produkt
- Farbe: blau-schwarz

Produktzusammensetzung

Polyethylen, Polyester Microfaser, Polyurethan, Polyamid, Polypropylen

Hinweise

- vor dem Waschen bitte Klettverschlüsse schließen
- Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis: 23.02.02.0005 (Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

Tipps

- der Fersensteg kann bei angelegter Orthese angepasst werden (Befestigung an der Außenseite der Hartschalen)
- um die vollständige Wirkung zu erzielen, sollte die Orthese immer in Kombination mit einem Schnürschuh eingesetzt werden

Cellacare® Malleo Akut

einzeln in Faltschachtel

Größe	für Körpergröße (m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
Ausführung rechts					
1	< 1,60	22 466	044 885 8	1 / 21	H
2	> 1,60	22 468	044 895 3	1 / 18	H
Ausführung links					
1	< 1,60	22 467	044 889 3	1 / 21	H
2	> 1,60	22 469	044 900 7	1 / 18	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15