Cosmopor® Strip

Das Wundpflaster mit dem besonders offenporigen Vliesstoff

Charakteristik

Hypoallergenes Wundpflaster aus weichem, elastischem und besonders luftdurchlässigem Vliesstoff, mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenauftrag; die Abdeckung des weichen, hochsaugfähigen Wundkissens mit einer microperforierten Lage aus Polyethylen verhindert ein Verkleben mit der Wunde.

Anwendung

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen; bei Patienten mit sensibler Haut bzw. an besonders empfindlichen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Das Wundpflaster Cosmopor Strip aus weichem Vliesstoff ist atmungsaktiv und besonders gut hautverträglich.

PZN

Vers.-Einh.

Artikel-



	inhalt	Nummer		Packungen			
Cosmopor® Strip 10 Abschnitte zu 10 cm							
4 cm	1 m	900 960	2784448	78			
6 cm	1 m	900 961	2784454	78			
8 cm	1 m	900 962	2784483	78			
Strip Rollen in Spenderkartons							
4 cm	5 m	900 963	2784508	32			
6 cm	5 m	900 964	2784520	24			
8 cm	5 m	900 965	2784537	16			
	4 cm 6 cm 8 cm Strip Rollen in Spenderkartons 4 cm 6 cm	4 cm 1 m 6 cm 1 m 8 cm 1 m Strip Rollen in Spenderkartons 5 m 6 cm 5 m	Strip 10 Abschnitte zu 10 cm 4 cm 1 m 900 960 6 cm 1 m 900 961 8 cm 1 m 900 962 Strip Rollen in Spenderkartons 4 cm 5 m 900 963 6 cm 5 m 900 964	Strip 10 Abschnitte zu 10 cm 4 cm 1 m 900 960 2784448 6 cm 1 m 900 961 2784454 8 cm 1 m 900 962 2784483 Strip Rollen in Spenderkartons 4 cm 5 m 900 963 2784508 6 cm 5 m 900 964 2784520			

Packungs-

Cosmopor® Steril

Der Wundverband mit dem Micro-Netz gegen Verkleben

Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies mit Wundkissen aus 100% Baumwollwatte und nicht verklebendem Micro-Netz als wundnahe Abdeckung; gute Saugkraft und Polsterwirkung; rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit besonders sensibler Haut.



Der sterile Wundverband Cosmopor verfügt über eine gute Saugkraft und verklebt durch das hydrophobe Micro-Netz nicht mit der Wunde.

Vers -Finh

Artikal-



	inhalt	Nummer	FZIN	Packungen
Cosmopor® Steril einzeln eingesiegelt				
7,2x5 cm	10 Stück	900 833	4960553	20
7,2x5 cm	50 Stück	900 800	4302005	20
10x6 cm	25 Stück	900 802	4302011	27
15x6 cm	25 Stück	900 804	4302028	18
10x8 cm	25 Stück	900 806	4302034	22
15x8 cm	25 Stück	900 808	4302040	14
20x8 cm	25 Stück	900 810	4302057	13
20x10 cm	25 Stück	900 812	4302063	12
25x10 cm	25 Stück	900 814	4302086	8
35x10 cm	25 Stück	900 816	4302092	7

Packungs.