

# Cosmopor® Strip

## Das Wundpflaster mit dem besonders offenporigen Vliesstoff

### Charakteristik

Hypoallergenes Wundpflaster aus weichem, elastischem und besonders luftdurchlässigem Vliesstoff, mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifenantrag; die Abdeckung des weichen, hochsaugfähigen Wundkissens mit einer microperforierten Lage aus Polyethylen verhindert ein Verkleben mit der Wunde.



### Anwendung

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen; bei Patienten mit sensibler Haut bzw. an besonders empfindlichen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Das Wundpflaster Cosmopor Strip aus weichem Vliesstoff ist atmungsaktiv und besonders gut hautverträglich.

|   | Packungs-<br>inhalt | Artikel-<br>Nummer | PZN     | Vers.-Einh.<br>Packungen |
|---|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| <b>Cosmopor® Strip</b> 10 Abschnitte zu 10 cm   |                     |                    |         |                          |
| 4 cm  | 1 m                 | 900 960            | 2784448 | 78                       |
| 6 cm  | 1 m                 | 900 961            | 2784454 | 78                       |
| 8 cm  | 1 m                 | 900 962            | 2784483 | 78                       |
| <b>Cosmopor® Strip</b> Rollen in Spenderkartons |                     |                    |         |                          |
| 4 cm  | 5 m                 | 900 963            | 2784508 | 32                       |
| 6 cm  | 5 m                 | 900 964            | 2784520 | 24                       |
| 8 cm  | 5 m                 | 900 965            | 2784537 | 16                       |

# Cosmopor® Steril

## Der Wundverband mit dem Micro-Netz gegen Verkleben

### Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies mit Wundkissen aus 100 % Baumwollwatte und nicht verklebendem Micro-Netz als wundnahe Abdeckung; gute Saugkraft und Polsterwirkung; rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber.



### Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit besonders sensibler Haut.

IM = Innenmaß



Der sterile Wundverband Cosmopor verfügt über eine gute Saugkraft und verklebt durch das hydrophobe Micro-Netz nicht mit der Wunde.

|  | Packungs-<br>inhalt | Artikel-<br>Nummer | PZN     | Vers.-Einh.<br>Packungen |
|--|---------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| <b>Cosmopor® Steril</b> einzeln eingeschiegelt |                     |                    |         |                          |
| 7,2x5 cm (IM 4x2,7 cm)                         | 10 Stück            | 900 833            | 4960553 | 20                       |
| 7,2x5 cm (IM 4x2,7 cm)                         | 50 Stück            | 900 800            | 4302005 | 20                       |
| 10x6 cm (IM 6,5x2,7 cm)                        | 25 Stück            | 900 802            | 4302011 | 27                       |
| 15x6 cm (IM 11x2,7 cm)                         | 25 Stück            | 900 804            | 4302028 | 18                       |
| 10x8 cm (IM 6,5x4 cm)                          | 25 Stück            | 900 806            | 4302034 | 22                       |
| 15x8 cm (IM 11x4 cm)                           | 25 Stück            | 900 808            | 4302040 | 14                       |
| 20x8 cm (IM 16x4 cm)                           | 25 Stück            | 900 810            | 4302057 | 13                       |
| 20x10 cm (IM 16x5,5 cm)                        | 25 Stück            | 900 812            | 4302063 | 12                       |
| 25x10 cm (IM 20,5x5,5 cm)                      | 25 Stück            | 900 814            | 4302086 | 8                        |
| 35x10 cm (IM 30,5x5,5 cm)                      | 25 Stück            | 900 816            | 4302092 | 7                        |