



Lohmann &amp; Rauscher

## Curapor®

### chirurgischer Wundverband steril



Curapor® chirurgischer Wundverband steril

#### Anwendungsbereiche

- zur sterilen Erstversorgung
- für Verbandwechsel bei Wunden aller Art in OP, Ambulanz und Praxis

#### Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- weich, elastisch, luft- und wasserdampfdurchlässig
- hohes Saugvermögen
- gute Polsterwirkung
- haftet gut auf der Haut
- lässt sich schmerzarm und rückstandsfrei entfernen
- verringertes Verklebungsrisiko mit der Wunde
- strahlenindifferent

#### Produktzusammensetzung

Trägervlies: weiß, 100 % Polyester; hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kollophonium- und kollophoniumderivatfrei); Wundkissen: Saugschicht aus Viskose/Polyester, Polyester-/ Polyethylen-Wundkontaktschicht

#### Ausführung

\* Die Größen 7 x 5 cm und 10 x 8 cm haben abgerundete Ecken

### Curapor® chirurgischer Wundverband steril einzeln steril eingeschiegelt

Größe (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
7 x 5*	4 x 2,5	30 504	880 609 1	5 / 100	SSB, EV
10 x 8*	6 x 4	30 505	880 611 6	5 / 100	SSB, EV
7 x 5*	4 x 2,5	30 510	729 958 0	100 / 600	SSB, EV
10 x 8*	6 x 4	30 511	729 959 7	50 / 300	SSB, EV
10 x 15	5 x 11	30 512	729 960 5	50 / 300	SSB, EV
10 x 20	5 x 16	30 513	729 961 1	50 / 300	SSB, EV
10 x 25	5 x 20	30 514	729 962 8	50 / 250	SSB, EV
10 x 30	5 x 25	30 515	733 933 9	50 / 250	SSB, EV
10 x 34	5 x 29	30 516	083 455 0	50 / 250	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15