

cyclotest®

Schwangerschaftstest-Frühtest

Ein-Stufen-Schwangerschaftstest-Frühtest

Zu Jeder Tageszeit anwendbar - bereits 4 Tage vor Fälligkeit der Periode.

Teststab für 10 Sekunden in die Harnprobe eintauchen.
Ergebnis nach 5 Minuten ablesen.

PZN 00041163



Anwendung:

- In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung
- Nur zur Anwendung außerhalb des Körpers
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Gebrauchsanleitung beachten

