

OMRON HBF-214-EBW  
**OMRON BF214**  
Körperanalyse Monitor

---



- Einfache Messung und Klassifizierung von
  - Gewicht bis 150 kg
  - Körperfettanteil
  - Skelettmuskelmasse
  - Body Mass Index (BMI)
- Flach & kompakt
- 4 Personen Speicher mit Anzeige der letzten Messung + Gästemodus
- Klinisch validiert

PZN 09534140

UVP 54,95 €



# OMRON **BF214**

## Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Körperanalyse Monitor
Name	OMRON BF214 (HBF-212-EBW)
EAN Code	4015672107045
Anzeige	<b>Anzeige des Körpergewichts:</b> 2 bis 150 kg in 100g Schritten <b>Körperfettanteil:</b> 5.0 bis 60.0% in Schritten von 0,1% <b>Skelettmuskelmasse:</b> 5.0 bis 60.0 % in Schritten von 0.1% <b>BMI:</b> 7.0 bis 90.0 in Schritten von 0,1 <b>BMI Klassifikation:</b> - (Untergewicht) / 0 (Normal) / + (Übergewicht) / ++ (Adipös) mit 12-stufiger Balkenanzeige Altersspanne für BMI Messung und Klassifizierung und Körperfettmessung: 10 bis 80 Jahre. Altersspanne für Messung der Skelettmuskelmasse: 18 bis 80 Jahre.
Messbereich	<b>Gewicht:</b> 0.0 bis 150.0 kg in 100g Schritten <b>Körperfettanteil:</b> 5.0 bis 60.0% in Schritten von 0.1% (10-80 Jahre) <b>Skelettmuskelmasse:</b> 5.0 bis 60.0% in Schritten von 0.1% (18-80 Jahre) <b>BMI:</b> 7.0 bis 90.0 in Schritten von 0.1
Eingestellte Daten	<b>Größe:</b> 100.0 bis 199.5 cm <b>Alter:</b> 10 bis 80 Jahre <b>Geschlecht:</b> männlich / weiblich
Genauigkeit	<b>Gewicht</b> 0.0 kg bis 40.0 kg: $\pm 0.4$ kg; 40.0 kg bis 150.0 kg: $\pm 1\%$ <b>Körperfett:</b> 3,5% <b>Skelettmuskelmasse:</b> 3.5%
Stromversorgung	4 x AAA Batterien (R03), es können auch AAA Alkali Batterie (LR03) verwendet werden
Batterie-Lebensdauer	ca. 1 Jahr (bei Verwendung von Manganbatterien und vier Messungen pro Tag)
Betriebstemperatur / -feuchtigkeit:	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur / -feuchtigkeit	- 20°C bis + 60 °C 10 % bis max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit 700-1060 hPa
Gewicht	ca. 1,6 kg (mit Batterien)
Äußere Abmessungen	ca. 285 (B) + 28 (H) + 280 mm (T)
Zubehör	4 AAA-Manganbatterien (R03), Gebrauchsanweisung, Garantiekarte
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH  
 Gottlieb-Daimler-Str. 10  
 68165 Mannheim  
 Tel.: 0621/83348-0  
 Fax: 0621/83348-20  
[kontakt@eu.omron.com](mailto:kontakt@eu.omron.com)  
[www.omron-healthcare.de](http://www.omron-healthcare.de)

**CE0197**