

OMRON HJA-306-E

OMRON *CaloriScan*

Aktivitätsmonitor



Der Kalorienzähler

- Messung des täglichen Gesamtkalorienverbrauchs
- Anzeige von täglichen Schritten, Distanz, abgebautem Körperfett und aktivitätsbedingtem Kalorienverbrauch
- 3 dimensionale Sensor Technologie
- 7-Tage Speicher
- Erhältlich in 3 Farben

PZN 09266053 (weiß)

PZN 09266047 (gold)

PZN 09266030 (pink)

UVP 59,95 €



OMRON *CaloriScan*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Schrittzähler
Name	OMRON CaloriScan (HJA-306-E)
EAN Code	4015672106307 (weiß) 4015672106383 (gold) 4015672106291 (pink)
Messbereich	Anzahl der Schritte: 0 bis 99.999 Schritte Zurückgelegte Strecke: 0,0 bis 9.999,9 km Gesamtkalorienverbrauch: 0 bis 59.999 kcal Wöchentliche Ex-Gesamtmenge: 0 bis 999,9 Ex Ex-Schritte: 0 bis 99.999 Schritte Fettverbrauch: 0,0 bis 9.999,9 g Aktivitätsbed. Kalorienverbrauch: 0 bis 59.999 kcal Schritte pro Strecke: 0 bis 99.999 Schritte Tage pro Strecke: 1 bis 9.999 Tage Zeit: 0:00 bis 23:59
Speicher	1 bis 7 Tage
Einstellbereich	Datum: 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2040 Zeit: 0:00 bis 23:59 (24-Stunden-Display) Geschlecht: männlich/weiblich Gewicht: 30 bis 136 kg in Einheiten von 1 kg Größe: 100 bis 199 cm in Einheiten von 1 cm Schrittlänge: 30 bis 250 cm in Einheiten von 1cm
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C bis +40°C; 30% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	3V Lithium Batterie Typ CR2032
Batterie-Lebensdauer	ca. 6 Monate (bei 12 Stunden Gebrauch pro Tag) Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer
Äußere Abmessungen	ca. 78,0 (B) x 33,0 (H) x 10,0 (T) mm
Gewicht	ca. 25 g (mit Batterien)
Zubehör	Schrittzähler, Band, Clip, Batterie, Schraubenzieher und Gebrauchsanweisung
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Knutsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

Seite 2 von 2

CE 0197

PIB_CS_02

All for Healthcare