

OMRON HEA-221-D

OMRON **HEA-221**

Blutzuckermessgerät



- Automatische Codierung
- Nur 5 µl Blutmenge erforderlich
- 7 Sekunden Messdauer
- Teststreifenauswurf
- Markierfunktion für Mahlzeiten
- Speicher für 250 Messergebnisse mit Datum / Uhrzeit
- Durchschnittlicher Blutzuckerwert der letzten 7, 14 und 30 Tage
- PC-Schnittstelle
- Plasmakalibriert

PZN 09081282 Art.-Nr. HEA-221-D-MG Heil- und Hilfsmittelnr. 21.34.02.1167 in mg/dL

PZN 09081276 Art.-Nr. HEA-221-ML Heil- und Hilfsmittelnr. 21.34.02.1166 in mmol/L

UVP 9,95 €

Zubehör:

50 Teststreifen HEA-STP20, Art.-Nr. HEA-STP20-D, PZN 09096705, UVP 24,95 €

droplet lancets, 30 G, 100 Stk, PZN 09747628, UVP 12,95 €



OMRON *HEA-221*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Blutzuckermessgerät
Name	HEA-221
EAN Code	4987486460145 mg/dL 4987486460152 mmol/L
Messparameter	Blutzuckerspiegel
Probe	Frisches kapillares Vollblut*
Teststreifen	Blutzuckerteststreifen OMRON HEA-STP20
Messeinheit	mg/dL und mmol/L erhältlich
Messbereich	10 – 600 mg/dL (0,6 - 33,3 mmol/L)
Messdauer	7 Sekunden nach Bluterkennung
Temperatenausgleich	Automatischer Ausgleich mit Hilfe des eingebauten Thermosensors
Batterie	1 x 3-V Lithiumbatterie (CR2032)
Batterielebensdauer	ca. 2.000 Tests (die Zahl der durchführbaren Tests kann sich je nach der Verwendungshäufigkeit verringern)
Speicherkapazität	250 Testergebnisse
Uhrgenauigkeit	innerhalb +/- 75 Sekunden / Monat
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 – 40 °C Luftfeuchtigkeit: 20 – 80 % RF (ohne Kondensbildung)
Erwartete Lebensdauer	3 Jahre (gemäß Firmendaten)
Abmessungen	L 83 * B 47 * H 15 mm
Gewicht	40 g inkl. Batterie
Zubehör	10 Lanzetten, Stechhilfe, Etui, Bedienungsanleitung
Hersteller	Arkray Factory Inc. 1480 Koji, Konan-Cho, Koka-Shi, Shiga, Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132-LR Hoofddorp Niederlande

*obwohl für die Messungen Vollblutproben verwendet werden, entsprechen die angezeigten Ergebnisse dem Plasmaglukosespiegel

CE 0197

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de