

OMRON HEM-6120-D

OMRON *RS1*

Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät



EINFACH GENAU BLUTDRUCK MESSEN

Das Einsteiger-Handgelenkgerät

- Intellisense™ Technologie für eine sanfte Messung
- Manschettensitzkontrolle
- Vorgeformte, einfach anzulegende Manschette
- Speicherung des letzten Messwertes
- Für Handgelenkumfang von 13,5 – 21,5 cm

PZN 01475975

UVP 24,95 €



OMRON RS1

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
Name	OMRON RS1 (HEM-6120-D)
EAN Code	4015672107281
Messmethode	Oszillometrische Messung
Messbereich	Blutdruck: 0 mmHg bis 299 mmHg Puls: 40 bis 180 Schläge/min.
Speicher	Letzter Messwert
Genauigkeit	Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes
Aufpumpen	Automatisches Aufpumpen durch Elektropumpe
Luftablass	Automatisches schnelles Ablassen
Druckmessung	Kapazitiver Drucksensor
Stromversorgung	2 x 1.5V Alkalibatterien Typ AAA (LR03)
Batterie-Lebensdauer	neue Batterien reichen für ca. 300 Messungen bei einer Raumtemperatur von 23 °C Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Luftdruck bei Aufbewahrung	- 20°C bis + 60 °C max. 10 % bis. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht ohne Manschette	Gerät ca. 101 g ohne Batterien
Äußere Abmessungen	ca. 78 mm (B) x 60 mm (H) x 21 mm (T) ohne Handgelenk-Manschette
Maße Umverpackung	100 mm (B) x 110 mm (H) x 110 mm (T)
Gewicht mit Umverpackung	240 g
Handgelenkumfang	13,5 bis 21,5 cm
Material Manschette	Nylon und Polyester
Lieferumfang / Zubehör	Messgerät, Manschette, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Batterien
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE0197