

OMRON HEM-1010-E

OMRON *i-Q132*

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät



- Individuell abgestimmtes Aufpumpen: schneller, bequemer und schonender
- Einfache Blutdruckmessung dank selbstanlegender Manschette
- Ermittlung des Risikofaktors Morgenhochdruck
- Zeigt unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen an
- Gute Ablesbarkeit und einfache Bedienung
- Je 84 Speicherplätze für 2 Nutzer mit Datum und Uhrzeit
- Für Armumfang von 17 – 32 cm

PZN 02481593

Art.-Nr. 015 000 001

UVP 139,95 €



OMRON *i-Q132*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
Name	i-Q132 (HEM-1010IT-D)
EAN Code	4015672102729
Display	LCD Digital Display
Messmethode	oszillometrische Messung
Messbereich	Blutdruck: 0-299 mmHg Puls: 40-180/min.
Speicher	2 x 84 Messwerte mit Datum und Uhrzeit (für Benutzer A und B)
Genauigkeit	Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes
Aufpumpen	Automatisches Aufpumpen (Fuzzy-Control)
Luftablass	automatisches Druckablassventil
Druckbestimmung	Halbleiter-Drucksensor (Kapazitätsprinzip)
Stromversorgung	4 x 1.5V Batterien Typ AA (LR6) oder Netzteil
Batterie-Lebensdauer	neue Batterien reichen für ca. 250 Messungen Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	- 20°C bis + 60 °C 10 % bis max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht	Gerät ca. 1600 g ohne Batterien,
Äußere Abmessungen	ca. 230 mm (B) x 217 mm (H) x 228 mm (T),
Material Manschette	Nylon
Zubehör	Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Blutdruckpass, Batterien, Netzteil
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132-LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE0197