




Lohmann & Rauscher

Curafix® i.v. classic, Curagard®, Suprasorb® F

Kanülenfixierverbände



Curafix® i.v. classic Kanülenfixierpflaster



1 Curagard®
2 Suprasorb® F

Curafix® i.v. classic Kanülenfixierpflaster

Anwendungsbereiche

- zur Fixierung von Infusionskanülen unterschiedlicher Art sowie deren Zuführungsschläuchen

Eigenschaften

- nicht dehnbar
- hohe Luftdurchlässigkeit
- mit zentraler Loch-/Schlitzstanzung zur einfachen und schnellen Fixierung

Produktzusammensetzung

Trärgewebe: hautfarben, Vis-kose; hautverträglicher Synthesekautschukklebstoff

Curafix® i.v. Kanülenfixierpflasterset

Anwendungsbereiche

- zur Fixierung von Infusionskanülen unterschiedlicher Art sowie deren Zuführungsschläuchen

Eigenschaften

- nicht dehnbar
- hohe Luftdurchlässigkeit

Produktzusammensetzung

Trärgewebe: hautfarben, Vis-kose; hautverträglicher Synthesekautschukklebstoff

Curagard®

Anwendungsbereiche

- zur Fixierung peripherer und zentraler Katheter

Eigenschaften

- transparente, atmungsaktive Membran mit Schaumstoffrahmen und elastischen Fixierstreifen
- Barriere gegen Bakterien und Flüssigkeiten

Produktzusammensetzung

Rahmen und Fixierstreifen: Polyethylenschaum; Membran: Polyurethanfolie; Polyacrylatklebstoff

Suprasorb® F

Anwendungsbereiche

- Schutz von Punktionsstellen gegen Bakterien

Eigenschaften

- einfache Applikation
- hoher Tragekomfort durch sicheren und flexiblen Halt
- sehr gute Wundkontrolle
- effektiver Schutz vor äußeren Einflüssen
- günstige Wundheilung durch hohe Atmungsaktivität
- Duschen ist möglich
- desinfektionsmittelbeständig (alkohol-, iod- und octenidinhal-tige)

Curafix® i.v. classic, Curagard®, Suprasorb® F

Kanülenfixierverbände

Curafix® i.v. classic Kanülenfixierpflaster

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
2,5 x 12,5	30 102	242 962 9	20 / 2000	SSB, EV

Curafix® i.v. Kanülenfixierpflaster set

steril, setweise eingeschiegelt

Inhalt je Set	Größe (cm)	REF	PZN	VE (Pck.)	Verordnungshinweise
2 Streifen	2,5 x 10	30 112	171 202 7	50 / 300	SSB
1 Streifen	1,3 x 10				

Curagard®

steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
Curagard SP Omegaform für Erwachsene				
7,5 x 6,5	30 117	165 776 5	100 / 500	SSB, EV
Curagard JR Omegaform für Kinder				
4 x 6,5	30 116	165 775 9	100 / 500	SSB, EV
Curagard AP rechteckig				
7 x 6	30 115	165 767 6	100 / 500	SSB, EV
Curagard TPN rechteckig				
13 x 10	30 118	165 777 1	25 / 150	SSB, EV

Suprasorb® F Folien-Wundverband

steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
5 x 7	20 460	043 299 8	10 / 380	SSB, EV
5 x 7	20 461	043 300 6	100 / 1000	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15