


Suprasorb® X + PHMB

Antimikrobieller HydroBalance-Wundverband



- 1 überschüssiges Exsudat aus der Wunde wird im Verband aufgenommen
- 2 Feuchtigkeit aus dem Verband wird in den Bereich der schwach exsudierenden Wunde abgegeben
- 3 Abtötung der Mikroorganismen durch das freigesetzte Polyhexamethylen-Biguanid (PHMB)

Anwendungsbereiche

- schwach bis mittel exsudierende Wunden
- oberflächliche oder tiefe Wunden
- infektgefährdete Wunden
- infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung, z. B.:
 - Ulzera verschiedener Genese
 - Verbrennungen 2. Grades
 - Spalthautentnahme- und -empfangstellen
 - postoperative Wunden
 - Schürfwunden, Lazerationen

Eigenschaften

- schnelle und breite antimikrobielle Wirksamkeit, auch gegen MRSA und VRE
- Schmerzreduktion ohne pharmakologischen Zusatz
- sehr gute Wundheilung durch einzigartigen HydroBalance-Effekt (Regulierung der Feuchtigkeit)
- hoher Komfort durch weiche und anschmiegsame Struktur

Hinweise

- strahlenindifferent
- Verbandwechselintervall:
- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Infektionsstatus, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen

Bitte bei Infektion beachten: okklusiver Sekundärverband nur nach Entscheidung des Arztes, abhängig von der Gesamtsituation

Ausführungen

- Kompresse
- Tamponade

Tipp

- kann mit folgenden Sekundärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb P, Suprasorb F und Solvaline N
- der W.A.R Score unterstützt bei der Beurteilung und Risikoabschätzung von infektgefährdeten Wunden
(J. Dissemond, O. Assadian, V. Gerber, A. Kingsley, A. Kramer, D. J. Leaper, G. Mosti, A. Piatkowski, G. Riepe, A. Risse, M. Romanelli, R. Strohal, J. Traber, A. Vassel-Biergans, T. Wild, T. Eberlein. *Einstufung von Risikowunden (Wounds at Risk; W.A.R. Score) und deren antimikrobielle Behandlung mit Polihexanid – eine praxisorientierte Expertenempfehlung Wundmanagement (2011) 5 (2): 76-85*)

Suprasorb® X + PHMB Antimikrobieller HydroBalance-Wundverband
steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
Kompresse				
5 x 5	20 540	349 082 6	5 / 90	SSB, EV
9 x 9	20 541	349 083 2	5 / 80	SSB, EV
14 x 20	20 542	349 084 9	5 / 65	SSB, EV
Tamponade				
2 x 21	20 543	350 172 5	5 / 130	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15