

## TRUEyou mini Blutzucker Mess-System

TRUEyou mini Blutzucker Mess-System in rot oder blau (wahlweise mg/dl oder mmol/l)

"Die kleinen Dinge im Leben machen den Unterschied."

### Besonderheiten:

- Kleines Blutzucker Mess-System im Taschenformat
- Streifenauswurf-Taste
- Winzige Probengröße von nur 0,5 Mikrolitern
- Schnelles Testergebnis in 4 Sek.
- Automatisches Ein- und Ausschalten
- Codierfrei
- Speichert 500 Messwerte mit Datum u. Uhrzeit
- Mittelwerte über 7,14 und 30 Tage
- Automatische Erkennung einer Glukosekontrolle

### Im Starter Set enthalten:

TRUEyou Mess-System, 10 TRUEyou Teststreifen, 10 Lanzetten, Stechhilfe, installierte 3V Batterie, Gebrauchsanweisung, Protokollheft, Tasche

### Technische Daten:

*Ergebnisbereich:* 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l)

*Probengröße:* Mindestens 0,5 Mikroliter (0,5 µl)

*Probe:* Frisches kapillares Vollblut, venöses Blut, das in ein Natrium- oder Lithium-Heparin-Röhrchen aufgezogen wird, oder eine Glukose-Kontrolllösung.

*Testzeit:* Ergebnisse bereits in 4 Sekunden

*Ergebniswert:* Plasmawerte

*Analysemethode:* Elektrochemisch Stromversorgung: 3-V-Lithiumbatterie CR2032 (nicht wiederaufladbar) Gesamtleistung bei Betrieb mit voller Batterie = 8,6 mW

*Batterielebensdauer:* Ungefähr 2146 Tests oder 1,5 Jahre

*Automatisches Abschalten:* Nach zwei Minuten Nichtbenutzung

*Gewicht:* 47 Gramm

*Größe:* 89 x 55 x 17 mm

*Speichergröße:* 500 Glukosetestergebnisse

### Betriebsbereich (Messgerät und Teststreifen):

*Relative Feuchtigkeit:* 10–90 % (nicht kondensierend)

*Temperatur:* 10–40 °C

*Hämatokrit:* 25–60 %

**Hinweis:** Nur unter den vorgegebenen Umgebungsbedingungen verwenden.

**TRUEyou mini Blutzucker Mess-System blau mg/dl**

Artikelnummer: NDI-N4I57-81BLFDL

Kurzbezeichnung: TRUEyou MINI blau mg/dL

PZN: 93 37 439

**TRUEyou mini Blutzucker Mess-System blau mmol/l**

Artikelnummer: NDI-N4I57-91BLFDL

Kurzbezeichnung: TRUEyou MINI blau mmol

PZN: 93 37 445

**TRUEyou mini Blutzucker Mess-System rot mg/dl**

Artikelnummer: NDI-N4I57-81RDFDL

Kurzbezeichnung: TRUEyou MINI rot mg/dL

PZN: 93 01 648

**TRUEyou mini Blutzucker Mess-System rot mmol/l**

Artikelnummer: NDI-N4I57-91RDFDL

Kurzbezeichnung: TRUEyou MINI rot mmol

PZN: 93 01 654