

## Leukotape® Remover

Das Lösungsmittel für klebende Verbände.

### Produkt

Überall dort, wo Klebeverbände eingesetzt werden, können diese mit dem Lösungsmittel Leukotape® Remover entfernt werden. Die Flüssigkeit Leukotape® Remover ist speziell zum praktischen und schnellen Ablösen von Klebeverbänden (z.B. Leukotape®) entwickelt worden.

Durch vollständiges Durchfeuchten der Verbände mit Leukotape® Remover lassen sich die Klebeverbände leicht von der Haut entfernen.

Leukotape® Remover eignet sich auch zum Ablösen von Klebeverbänden bei stark behaarter Haut.

Leukotape® Remover besteht aus Ethanol, Butanol, Glycerol, Myristylalkohol und Petrolether.



Für haut-schonendes Ablösen von klebenden Verbänden.

### Anwendung

- zum Ablösen von Klebeverbänden

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
9728503	350 ml	1/20	08630539

## Optiplaste®-C

Die längselastische Binde von hoher Klebkraft.

### Produkt

Optiplaste®-C eignet sich für Stütz- und Entlastungsverbände des Kapselbandapparates, der Muskulatur und der Gelenke.

Optiplaste®-C besticht durch Robustheit. Die Binde ist wasserabweisend, röntgenstrahlendurchlässig und längselastisch bei einer Längsdehnung von ca. 60%. Sie besitzt eine hohe Klebkraft.

Optiplaste®-C besteht aus einem Baumwollträger, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebmasse.



Optiplaste®-C eignet sich für dauerhafte Kompressionsverbände.



Für traumatologische Indikationen.

### Anwendung

- Stütz- und Entlastungsverbände des Kapselbandapparates, der Muskulatur und der Gelenke
- funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
- redressierende Verbände
- ruhigstellende Verbände, z.B. nach gelenknahen Claviculafrakturen sowie nach der Gipsabnahme
- Kompressionsverbände

**LATEX** Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Einzelbinde in Faltschachtel			
0250600	2,5 m x 6 cm	5/45	03576261
0250800	2,5 m x 8 cm	5/30	03576278
0251000	2,5 m x 10 cm	5/30	03576284
Einzelbinde lose im Karton			
4718600	2,5 m x 6 cm	12/72	03576290
4718700	2,5 m x 8 cm	12/72	03576309
4718800	2,5 m x 10 cm	12/72	03576315