

# epX® Ankle Dynamic

## Sprunggelenkkompressionsbandage mit zusätzlichen Funktionselementen



### Anwendungsbereiche

- Unterstützung und Entlastung des oberen Sprunggelenks bei Distorsion und Kontusion und Kapselbandläsion
- in der postoperativen Anwendung (z. B. nach fibularer Bandnaht) und Rehabilitation
- bei chronischer Bandinstabilität


### Eigenschaften

- Sprunggelenkbandage mit Anziehhilfe und Stützgurt, anatomisch formgenäht
- J-förmige Pelotten im Knöchelbereich beschleunigen den Abbau von Schwellungen und Blutergüssen
- angenähter Stützgurt wird in Achtertour gewickelt und mit einem Klettverschluss fixiert
- schwimmend eingenähte Einlagen in den Pelottentaschen nehmen selbstständig die richtige Position am Innen- und Außenknöchel an

### Produktzusammensetzung

Polyamid, Elasthan, Polyester und Polyisopren, SyntheselateX (Styrol-Butadien)

### Hinweise

-  vor dem Waschen Klettverschluss schließen
- Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis: 05.02.01.2001 (Angaben zur Rezeptierung und Erstattung gelten nur in Deutschland)

### epX® Ankle Dynamic

einzel in transparenter Kunststoff-Klappverpackung

Größe	Fesselumfang (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
<b>Ausführung rechts</b>					
S	17,5 - 20,5	22 720	764 072 5	1 / 24	H
M	20,5 - 23,0	22 721	764 073 1	1 / 24	H
L	23,0 - 25,5	22 722	764 074 8	1 / 24	H
XL	25,5 - 28,0	22 723	764 075 4	1 / 24	H
XXL	28,0 - 33,0	22 724	764 076 0	1 / 24	H
<b>Ausführung links</b>					
S	17,5 - 20,5	22 725	764 077 7	1 / 24	H
M	20,5 - 23,0	22 726	764 078 3	1 / 24	H
L	23,0 - 25,5	22 727	764 080 8	1 / 24	H
XL	25,5 - 28,0	22 728	764 081 4	1 / 24	H
XXL	28,0 - 33,0	22 729	764 082 0	1 / 24	H

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15