# Rosidal® K, Elko® Rosidal® K

## Kurzzugbinde



## <u>Anwendungsbereiche</u>

- zur starken Kompression (z. B. in der Phlebologie)
- zur Ruhigstellung von K\u00f6rperteilen
- zum Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin
- zur Fixierung von Verbänden

## **Produkteigenschaften**

- längselastisch (ca. 90 %)
- textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
- luftdurchlässig
- griffige Gewebestruktur
- mit Webkanten
- hautfarben

## **Produktzusammensetzung**

100 % Baumwolle

#### Hinweise

- 50-mal waschbar bei 95 °C (handelsübliches Feinwaschmittel/Schonwaschgang)
- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C)

## Ausführungen

- Rosidal K Kurzzugbinde
- Elko Rosidal K:
  - 2 Rosidal K-Binden in 10 cm Breite paarweise als Set
  - für Kompressionsverbände in Doppelbindentechnik

### Rosidal® K

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungs- hinweise			
5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern (außer 4-cm-Binde), einzeln in Faltschachtel							
4	22 199	266 396 3	1 / 125	EV			
6	22 200	088 596 1	1 / 108	EV			
8	22 201	088 597 8	1 / 108	EV			
10	22 202	088 598 4	1 / 90	EV			
12	22 203	088 599 0	1 / 54	EV			
10 m (gedehnte Länge), ohne Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel							
10	22 206	266 398 6	1 / 60	EV			
12	22 205	377 358 2	1 / 40	EV			
5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, lose im Karton							
8	22 250	484 717 6	10 / 140	SSB, EV			
10	22 251	484 718 2	10 / 140	SSB, EV			
12	22 252	490 636 4	10 / 120	SSB, EV			
steril, 5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, einzeln eingesiegelt							
6	20 650	478 056 1	10 / 90	SSB, EV			
8	20 651	478 057 8	10 / 90	SSB, EV			
10	20 652	478 058 4	10 / 100	SSB, EV			
12	20 653	478 059 0	10 / 100	SSB, EV			

#### Elko® Rosidal® K

5 m (gedehnte Länge), mit Verbandklammern, paarweise in Faltschachtel

Breite (cm)	REF	PZN	VE (Pck.)	Verordnungs- hinweise
2 x 10	22 225	122 628 4	1 / 30	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15