


Suprasorb® F

Folien-Wundverband



- 1 transparente Polyurethanfolie
- 2 bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- 3 überschüssiger Wasserdampf verdunstet

Anwendungsbereiche

- schwach exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- Wunden in der Epithelisierungsphase, z. B.:
 - Ulzera verschiedener Genese
 - Verbrennungen 2. Grades
 - Spalthautentnahmestellen
 - postoperative Wunden
 - Abschürfungen

Eigenschaften

- einfache Applikation
- hoher Tragekomfort durch sicheren und flexiblen Halt
- sehr gute Wundkontrolle
- effektiver Schutz vor äußeren Einflüssen
- sehr gute Wundheilung durch hohe Atmungsaktivität
- Duschen ist möglich
- desinfektionsmittelbeständig (alkohol-, iod- und octenidinhaltige)

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Primärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen
- kann als Sekundärverband bei infektgefährdeten Wunden im Rahmen der regulären antimikrobiellen Therapie verwendet werden

Ausführungen

- steriler, zugeschnittener Folienwundverband
- unsteriler Folienverband von der Rolle

Tipp

- kann mit folgenden Primärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb A, Suprasorb X, Suprasorb X+PHMB, Suprasorb C und Suprasorb G

Suprasorb® F Folien-Wundverband
steril, einzeln eingeschelt

| Größe (cm) | REF | PZN | VE (Stk.) | Verordnungshinweise |
|------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| 5 x 7 | 20 460 | 043 299 8 | 10 / 380 | SSB, EV |
| 5 x 7 | 20 461 | 043 300 6 | 100 / 1000 | SSB, EV |
| 10 x 12 | 20 462 | 043 301 2 | 10 / 100 | SSB, EV |
| 10 x 12 | 20 463 | 043 302 9 | 50 / 200 | SSB, EV |
| 10 x 25 | 20 464 | 043 303 5 | 10 / 140 | SSB, EV |
| 15 x 20 | 20 465 | 043 304 1 | 10 / 400 | SSB, EV |
| 20 x 30 | 20 466 | 043 305 8 | 10 / 180 | SSB, EV |

Suprasorb® F Folien-Wundverband
gerollt, unsteril

| Größe (cm x m) | REF | PZN | VE (Stk.) | Verordnungshinweise |
|----------------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| 10 x 1 | 20 467 | 180 624 8 | 1 / 16 | SSB, EV |
| 10 x 10 | 20 468 | 265 018 5 | 1 / 16 | SSB, EV |
| 15 x 10 | 20 469 | 265 019 1 | 1 / 10 | SSB, EV |

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15