

tg[®] fix**Netzverband****Anwendungsbereiche**

- zur Fixierung von Wund- oder Salbenkompressen aller Art
- zur Applikation von Okklusionsfolien
- zur Fixierung von Schienenverbänden

Eigenschaften

- weitmaschig gewirkt
- bielastisch
- faltenarme Anpassung
- reduziertes Einreißen nach Einschnitten

Produktzusammensetzung

71 % Polyamid (gekräuselt), 29 % Elastodien (Gummi), ohne optische Aufheller

Hinweise

- waschbar
- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 °C) und Strahlen

Tipps

- bei Wundinspektion und Kompressionswechsel genügt meist eine partielle Anhebung oder das Zurückstreifen des Schlauchs
- gut geeignet zur häuslichen Nachsorge

**tg[®] fix**

Größe	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
4 m (gedehnte Länge) gerollt in Faltschachtel				
A für Finger	24 240	053 727 2	1 / 100	EV
B für kleine Extremität (mehrere Finger/Hand/Fuß)	24 241	053 728 9	1 / 100	EV
C für große Extremität (kleiner Kopf/Arm/Bein)	24 242	053 729 5	1 / 98	EV
D für großen Kopf, kleinen Rumpf	24 243	053 730 3	1 / 58	EV
E für großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle	24 244	053 732 6	1 / 28	EV
25 m (gedehnte Länge) gefaltet im Spenderkarton				
A für Finger	24 250	053 733 2	1 / 66	SSB, EV
B für kleine Extremität (mehrere Finger/Hand/Fuß)	24 251	053 734 9	1 / 20	SSB, EV
C für große Extremität (kleiner Kopf/Arm/Bein)	24 252	053 735 5	1 / 16	SSB, EV
D für großen Kopf, kleinen Rumpf	24 253	053 736 1	1 / 16	SSB, EV
E für großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle	24 254	053 737 8	1 / 12	SSB, EV

Erläuterung Verordnungshinweise siehe S. 15