

Askina® Biofilm® Transparent

Hydrokolloider, transparenter Wundverband



CEPTON Studie im Auftrag BVMed

In Deutschland werden chronische Wunden häufig nicht entsprechend den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft versorgt. Eine interdisziplinäre und transsektorale Zusammenarbeit ist ebenso wichtig wie die Verbreitung des Wissens über moderne Wundtherapie und eine an der Versorgungsrealität orientierte Erstattung.

Askina® Biofilm® Transparent ermöglicht die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel, nimmt aber trotzdem geringe Mengen an Exsudat auf.

- › Besonders geeignet in der Epithelisierungsphase bei oberflächlichen Wunden und im postoperativen Bereich
- › Einfacher, schmerzloser Verbandwechsel „nach Sicht“, ohne das neugebildete Gewebe zu schädigen
- › Wasser- und bakterienundurchlässig
- › Fest haftend beim Duschen und Baden
- › Permanente visuelle Kontrolle

Zusammensetzung

- › Natrium-Carboxymethylcellulose
- › Polyisobutylen – Polyurethanfilm

Verbandwechsel

- › Maximale Tragedauer 7 Tage

Einsatzgebiete

Zur Vorbeugung gegen

- › Druckstellen
- › Erythemen
- › Blasenbildung
- › Nekrose Geschwürbildung

Askina® Biofilm® Transparent	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	7281048	72090
	15 cm x 15 cm	5 Stück	7281054	72091
	20 cm x 20 cm	5 Stück	7281060	72092
	5 cm x 20 cm	10 Stück	7281077	72095

