

# Askina® Film | Askina® Fix

Perforiertes Folienpflaster | Hypoallergenes Fixiervlies

## Askina® Film

- › Anschmiegsames, perforiertes Folienmaterial
- › Transparent
- › Luft- und wasserdampfdurchlässig
- › Längs und quer gut reißbar

## Askina® Fix

- › Selbstklebendes, atmungsaktives Vlies
- › Hohe Formadaption und Elastizität
- › Ohne Bewegungseinschränkung können Gelenke verbunden werden
- › Leichte Fixierung durch geteilte Schutzfolie

## Indikationen Askina® Film

- › Fixierung von Wundverbänden aller Art
- › Fixierung von Kathetern, Kanülen, Sonden und Punktionsbestecken

## Indikationen Askina® Fix

- › Fixierung von Wundverbänden, Gaze- und Saugkompressen, z. B. Askina® Pad, Askina® Carbosorb
- › Fixierung von Kathetern und Kanülen

Askina® Film	Abmessung	VE	PZN	REF
Sprechstundenpackung	9,10 m x 1,25 cm	24 Rollen	7430040	9081500
	9,10 m x 2,50 cm	12 Rollen	7430057	9081518

Askina® Fix	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 m x 5 cm	1 Rolle	7412289	9083014
	10 m x 10 cm	1 Rolle	7412295	9083022
	10 m x 15 cm	1 Rolle	7412303	9083030
	10 m x 20 cm	1 Rolle	7412326	9083049



Askina® Film



Askina® Fix