

Soft-Zellin®

Der besonders weiche Alkoholtupfer zur Hautreinigung

Charakteristik

Alkoholtupfer aus weichem, besonders flexiblem Vliesstoff, gebrauchsfertig getränkt mit 0,4 ml Isopropyl-Alkohol (70 % V/V); ca. 60x30 mm, gefaltet auf 30x30 mm, einzeln in praktischer Siegelverpackung.



Anwendung

Zur Hautreinigung vor subkutanen Injektionen und kapillarer Blutentnahme.



Durch den hohen Anteil an Viskose speichert Soft-Zellin die Alkohollösung besonders gut und gleichmäßig und lässt sich so effizient anwenden.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Soft-Zellin® einzeln eingesiegelt				
60x30 mm	100 Stück	999 979	6453501	20

Celluron®

Das unentbehrliche Saugmaterial für die zahnärztliche Praxis

Charakteristik

Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte und hochgebleichtem Verbandzellstoff; beide Materialien sind in dünnen Lagen eingerollt, die äußere Schicht ist mit einem indifferenten Kleber verfestigt; besonders saugstark; 38-40 mm lang.



Anwendung

Als Saugmaterial in der zahnärztlichen Praxis, um das örtliche Behandlungsfeld trocken zu halten.



Die saugstarken Zahnwatterollen Celluron sind in der Zahnmedizin unentbehrlich, um das örtliche Behandlungsfeld trocken zu halten.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Celluron® 8 mm Ø				
Gr. 1	300 g	430 181	1142765	10
Celluron® 10 mm Ø				
Gr. 2	300 g	430 182	1142771	10
Gr. 2	1500 g	430 222	1490779	10
Celluron® 12 mm Ø				
Gr. 3	300 g	430 183	1142788	10
Gr. 3	1500 g	430 223	1490785	10
Celluron® 14 mm Ø				
Gr. 4	300 g	430 184	1142794	10