



## Merz Spezial Augen Maske

**Indikation:** Portionsmasken  
**GTIN:** 4008491 39132 0  
**PZN:** 9 011 548

<b>Zusammensetzung:</b>	Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia chinensis Seed Oil, Passiflora incarnata Seed Oil, Glycerin, Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Butyrospermum parkii Butter, Magnesium Sulfate, Zinc Stearate, Glycine Soja Protein, Oxido Reductases, Hydrolyzed Rice Bran Protein, Sodium Hyaluronate, Pullulan, Algae Extract, Cucumis sativus Fruit Extract, Cera Microcristallina, Hydrogenated Castor Oil, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Limonene
<b>Eigenschaften:</b>	<p>Die <b>Merz Spezial Augen Maske</b> wurde speziell für die Intensivpflege der empfindlichen Augenpartie entwickelt. Die Spezial-Pflegeformel enthält feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure und wohltuenden Gurkenextrakt mit einem Wirkkomplex aus natürlichen Soja- und Reispeptiden sowie hochwertigem Mikro-Algen-Extrakt.</p> <p>So wird der natürliche Hautstoffwechsel stimuliert und sichtbare Alterungsanzeichen der Haut werden gemindert. Der Sofort-Effekt: Die Augenkontur wird gestrafft und sieht sichtbar erfrischt aus. Sie wirkt spürbar verjüngt und entspannt. Augen-Fältchen werden reduziert. Zeichen von Anspannung und Müdigkeit sind weniger sichtbar: Schwellungen und Augenringe werden vermindert.</p> <p><b>Dermatologisch und Ophthalmologisch getestet</b>  Auch für KontaktlinsenträgerInnen geeignet – für jeden Linsentyp</p>
<b>Dosierung und Anwendung:</b>	Zur regelmäßigen Anwendung. Die Augenmaske wie eine Creme auf dem Ober- und Unterlid sowie den angrenzenden Hautpartien auftragen. 10 Minuten einwirken lassen und den Überschuss sanft mit einem Kosmetiktuch entfernen
<b>Handelsform:</b>	4x 1 ml für vier Anwendungen
<b>Das wichtigste in kürze:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reduziert Augen-Fältchen, Schwellungen und Augenringe</b></li> <li>• <b>Auch für KontaktlinsenträgerInnen geeignet – für jeden Linsentyp</b></li> <li>• <b>Nachgewiesener Sofort-Effekt</b></li> <li>• <b>Mit Hyaluronsäure &amp; Gurkenextrakt</b></li> <li>• <b>Ophthalmologisch getestet</b></li> <li>• <b>4-Kammern-Sachet für vier Anwendungen</b></li> </ul>