

Pagavit®

Das Wattestäbchen mit Lemon-Glycerin für eine wirkungsvolle Mundpflege

Charakteristik

Wattestäbchen für die Mundpflege; getränkt mit Glycerin und Zitronensäure; der lang anhaltende Apfel-Citrus-Geschmack wirkt erfrischend und belebend, die Speichelbildung wird angeregt.



Anwendung

Zur Pflege der Lippen und der Mundhöhle bei Patienten mit ungenügender Speichelbildung, insbesondere bei hohem Fieber oder nach großen Operationen.



Pagavit Lemon-Glycerin Wattestäbchen halten Haut und Lippen geschmeidig und lindern Durstgefühle.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Pagavit® eingesiegelt zu 3 Stück	25x3 Stück	999 581	2101254	8

Wattestäbchen

Für vielfältigen Einsatz im medizinischen Bereich

Charakteristik

In verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten Anforderungen; in steriler sowie unsteriler Aufmachung mit unterschiedlich großem Wattekopf, aus Holz oder Polypropylen, wobei die Stäbchen aus Polypropylen über eine gewisse Flexibilität verfügen.



Anwendung

Für universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw. Nicht in den Atemstrakt einführen.

Peha® Wattestäbchen

Steril, eingesiegelt zu 2 Stück in Blisterpackung; insbesondere zur äußerlichen Wundreinigung und -pflege, aber auch für Arbeiten im Labor, wenn Sterilität erforderlich ist.



Bei der Desinfektion größerer Wundflächen ist das sterile Peha Wattestäbchen durch seinen großen, hoch speicherfähigen Wattekopf bestens geeignet.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Wattestäbchen aus Holz, 2 mm Ø, mit kleinem Wattekopf				
15 cm	100 Stück	967 936	1480700	200
Wattestäbchen aus Polypropylen, 4 mm Ø, mit großem Wattekopf				
14 cm	50 Stück	967 939	7275208	20
Peha® Wattestäbchen steril, eingesiegelt zu 2 Stück, aus Polypropylen, 4 mm Ø, mit großem Wattekopf				
14 cm	100x2 Stück	967 950	1903388	1