

Technische Information

Solopol® soft [VERAPOL+®]

Hautreinigung



Reibemittelfreie Waschcreme für wechselnd starke Verschmutzungen. Auch zur Anwendung ohne Wasser.

Beschreibung

Solopol® soft ist ein reibe- und lösemittelfreier Cremereiniger, der sanft und effektiv Verschmutzungen unterschiedlicher Art und Intensität entfernt. Basierend auf pflanzlichem Öl ist Solopol® soft besonders mild und hautschonend bei gleichzeitig hoher Reinigungsleistung auch bei stärkeren Verschmutzungen.

Eignet sich hervorragend für die Anwendung im Gesicht und für empfindliche Haut. Auch ohne Wasser zu verwenden.

Anwendungsbereich

Wechselnd starke Verschmutzungen wie Öle, Fette, Metallstäube, Ruß, leichte Lack- und Farbverschmutzungen.

Produktbeschreibung

Hellgrüne, parfümierte, viskose Creme.

Hinweise zur Anwendung mit Wasser

- Verschmutzte Hände nicht anfeuchten.
- Solopol® soft gründlich verreiben.
- Schmutz mit wenig Wasser anlösen.
- Gründlich abwaschen. Abtrocknen.

Hinweise zur Anwendung ohne Wasser

- Verschmutzte Hände nicht anfeuchten.
- Solopol® soft gründlich verreiben.
- Angelösten Schmutz mit einem sauberen Tuch abreiben.

Vorzüge und Nutzen

Produkteigenschaften	Nutzen
reibe- und lösemittelfrei	besonders hautschonendfür empfindliche Haut geeignetim Gesicht anwendbar
hoher Anteil Naturöl	sehr gute Reinigungsleistung bei optimaler Hautschonungangenehmes Hautgefühl nach der Anwendung
mit Aloe Vera	• Extrakt der Pflanze mit besonders pflegenden Eigenschaften, die eine optimale Hautverträglichkeit bewirken
pH-hautneutral	 dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst erhält den natürlichen Säureschutzmantel, der u.a. die Aufgabe hat, die Haut vor Infektionen durch Bakterien oder Pilze zu schützen
seifenfrei	• verhindert die Quellung der Haut
sehr gut biologisch abbaubare Tenside	• keine Belastung der Umwelt
dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit	sehr gut hautverträglichminimiert so das Risiko von Hautunverträglichkeiten
silikonfrei keine Beeinträchtigung der Lackierung von Oberflächen	bei vielen Fertigungsprozessen einsetzbar

Qualitative Zusammensetzung*

AQUA (WATER), BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL, LAURETH-6, CETEARYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, SILICA, TRIHYDROXYSTEARIN, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, SILVER CHLORIDE, TITANIUM DIOXIDE, PARFUM (FRAGRANCE) CI 47005**, CI 61570**.

* Die verwendeten Inhaltsstoffbezeichnungen entsprechen der internationalen Nomenklatur für kosmetische Produktbestandteile (INCI=International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Prüfungen zur Hautverträglichkeit

Die Hautverträglichkeit von Solopol® soft wurde an Personen unter Laborbedingungen und ärztlicher Anleitung sorgfältig geprüft. Solopol® soft hat sich in diesen Test sowie unter Alltagsbedingungen als sehr gut hautverträglich erwiesen.

Das ärztlich zertifizierte Hautverträglichkeitsgutachten von Prof. Dr. med. S.W. Wassilew (ehem. Direktor der Dermatologischen Klinik in Krefeld) kann bei uns angefordert werden.

Gesetzliche Vorschriften

Solopol® soft unterliegt der Kosmetikverordnung der EG, dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsdatenblatt

Kann unter www.stoko.de heruntergeladen werden.

Ökologische Daten

Die in Solopol® soft eingesetzten Tenside sind leicht biologisch abbaubar.

Qualitätssicherung

Alle Produkte des STOKO® Programms erfüllen den mikrobiellen Reinheitsanspruch, wie er auch für äußerlich anwendbare Arzneimittel (nach PhEur) gilt:

< 10² vermehrungsfähige Keime/g Produkt.

Diesbezügliche Kontrolluntersuchungen sind fester Bestandteil unserer Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Haltbarkeit / Hinweise zur Lagerung

Solopol® soft kann im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur mehr als 30 Monate gelagert werden. Haltbarkeit nach dem Öffnen: siehe Angabe auf dem Packmittel.

Erste Hilfe

Sollte Solopol® soft versehentlich ins Auge gelangen, so ist sofort mehrfach mit lauwarmem Wasser auszuspülen (Augendusche, Augenspülflasche). Sofern danach noch ein Brennen vorhanden ist, ist ein Arzt aufzusuchen.

Weitere Hinweise

Nachweise und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich.

Packungsgrößen

250-ml-Tube 2000-ml-Softflasche (für alle STOKO VARIO® Spender)

Wir sind der Auffassung, dass Softflaschen aus dem STOKO® Programm am besten und effektivsten aus Spendern ausgegeben werden, die mit der Marke STOKO® gekennzeichnet sind.



Deb-STOKO Europe GmbH

Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld Postanschrift: Postfach 10 04 52, 47704 Krefeld

Beratung, Angebote und Auftragsbearbeitung:

Telefon +49 2151 38-1827/28/29 Telefax +49 2151 38-1502 stoko@debstoko.com / www.stoko.de Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter.

 $^{\circ}$ = eingetragene Marke der Deb Group Ltd. oder ihrer verbundenen Unternehmen

^{**} CI = Colour Index