



Lohmann &amp; Rauscher

## Vliwasoft®

### weiche Vliesstoffkomresse



Vliwasoft® Komresse

#### Anwendungsbereiche

- zur Versorgung von leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden
- als Wundauflage
- zur Wundreinigung
- als Salbenträger
- zur Polsterung zwischen Zehen und Fingern

#### Schlitzkomresse:

- zur Wundversorgung insbesondere für die Abdeckung von Drains, Kanülen, Extensionen von Frakturen etc.

#### Vliwasoft Stoma:

- besonders weich und saugstark durch höheres Flächengewicht
- reißfest auch im nassen Zustand
- auch zum Einsatz bei Tracheostomata

#### Eigenschaften

- aus feinporigem, nicht faserndem Vliesstoff
- schonende Wundreinigung
- gutes Saugverhalten

#### Produktzusammensetzung

Viskose, Polyester

#### Ausführungen

- Vliwasoft Vliesstoffkomresse
- Vliwasoft Schlitzkomresse
- Vliwasoft Stoma

#### Hinweis

- Vliwasoft Stoma: Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis: 29.26.11.6
- unsterile Varianten sterilisierbar mit Wasserdampf, Ethylenoxid oder Strahlen

**Vliwasoft®**

## weiche Vliesstoffkomresse

**Vliwasoft®** Vliesstoffkompressen

| Größe (cm) | REF | PZN | VE (Stk.) | Verordnungshinweise |
|------------|-----|-----|-----------|---------------------|
|------------|-----|-----|-----------|---------------------|

steril, 4-lagig, Packungsinhalt: 75 x 2 Kompressen, paarweise eingeschiegelt

|           |        |           |            |         |
|-----------|--------|-----------|------------|---------|
| 5 x 5     | 12 076 | 632 556 5 | 150 / 3000 | SSB, EV |
| 7,5 x 7,5 | 12 082 | 632 557 1 | 150 / 3000 | SSB, EV |
| 10 x 10   | 12 065 | 632 558 8 | 150 / 3000 | SSB, EV |
| 10 x 20   | 12 071 | 632 559 4 | 150 / 1500 | SSB, EV |

steril, 6-lagig, Packungsinhalt: 50 x 2 Kompressen, paarweise eingeschiegelt

|           |        |           |            |         |
|-----------|--------|-----------|------------|---------|
| 5 x 5     | 12 079 | 890 087 8 | 100 / 2000 | SSB, EV |
| 7,5 x 7,5 | 12 085 | 890 088 4 | 100 / 2000 | SSB, EV |
| 10 x 10   | 12 068 | 890 089 0 | 100 / 2000 | SSB, EV |
| 10 x 20   | 12 073 | 890 090 9 | 100 / 1000 | SSB, EV |

unsteril, 4-lagig, 100 Stück im Papierbeutel

|           |        |           |            |         |
|-----------|--------|-----------|------------|---------|
| 5 x 5     | 12 075 | 380 691 0 | 100 / 5000 | SSB, EV |
| 7,5 x 7,5 | 12 081 | 380 692 7 | 100 / 2500 | SSB, EV |
| 10 x 10   | 12 064 | 380 693 3 | 100 / 2000 | SSB, EV |
| 10 x 20   | 12 070 | 380 695 6 | 100 / 1000 | SSB, EV |

unsteril, 6-lagig, 100 Stück im Papierbeutel

|           |        |           |            |         |
|-----------|--------|-----------|------------|---------|
| 5 x 5     | 12 078 | 890 091 5 | 100 / 5000 | SSB, EV |
| 7,5 x 7,5 | 12 084 | 890 092 1 | 100 / 2000 | SSB, EV |
| 10 x 10   | 12 067 | 890 093 8 | 100 / 2000 | SSB, EV |
| 10 x 20   | 12 072 | 890 094 4 | 100 / 1000 | SSB, EV |

**Vliwasoft®** Schlitzkompressen mit Y-Einschnitt

steril, Packungsinhalt: 50 x 2 Kompressen, paarweise eingeschiegelt

| Größe (cm) | REF    | PZN       | VE (Stk.)  | Verordnungshinweise |
|------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| 7,5 x 7,5  | 12 099 | 686 876 8 | 100 / 2000 | SSB, EV             |
| 10 x 10    | 12 098 | 686 877 4 | 100 / 2000 | SSB, EV             |

**Vliwasoft®** Stoma

unsteril, 4-lagig, 100 Stück im Papierbeutel

| Größe (cm) | REF    | PZN       | VE (Stk.)  | Verordnungshinweise |
|------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| 10 x 10    | 12 787 | 226 928 4 | 100 / 2000 | H 29.26.11.6        |

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15