

## Idealbinde / Idealbinde Color

Die Idealbinde nach DIN 61632.

### Produkt

Die Idealbinde ist luftdurchlässig und absorbiert Flüssigkeiten. Sie ist mit einer Schlingkante versehen, hautfreundlich, sterilisierbar (Autoklav).

Die Idealbinde besteht aus 100 % Baumwolle. Nur die Verbandsklammern enthalten Naturkautschuklatex.

### Anwendung

Die Idealbinde eignet sich für

- feste, komprimierende Wundverbände bei Erst- und Folgeversorgung
- das Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
- Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
- die Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen



Das kreppartige, elastische Gewebe sorgt für einen sicheren und dauerhaften Sitz des Verbandes.

**LATEX** Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Idealbinde			
Einzelbinde in Zellglas			
0198400	5 m x 6 cm	10/80	01868657
0198500	5 m x 8 cm	10/60	01868663
0198600	5 m x 10 cm	10/50	01868686
0198700	5 m x 12 cm	10/40	01868692
0198800	5 m x 15 cm	5/30	01868700
Einzelbinde lose im Karton			
0195300	5 m x 4 cm	10/80	04589194
0195400	5 m x 6 cm	10/80	04589202
0195500	5 m x 8 cm	10/80	04589219
0195600	5 m x 10 cm	10/80	04589225
0195700	5 m x 12 cm	10/80	04589231
0195800	5 m x 15 cm	6/60	04589248
0195900	5 m x 20 cm	6/60	04589254
0196000	5 m x 30 cm	6/60	04589260
Idealbinde Color			
blau, Einzelbinde in Zellglas			
0924500	5 m x 6 cm	10/80	00834969
0924600	5 m x 8 cm	10/80	00835064
blau, Einzelbinde lose im Karton			
0924800	5 m x 6 cm	10/80	00835058
0924900	5 m x 8 cm	10/80	00835070
0925100	5 m x 10 cm	10/80	00835093

(Länge gedehnt)



## Uniflex® Ideal

Die dauerelastische Idealbinde.

### Produkt

Uniflex® Ideal verbindet die Vorteile der Idealbinde mit der Qualität texturierter Polyamidfasern. Der Kunstfaserteil verhindert eine Materialermüdung. Uniflex® Ideal ist in ihrer Handhabung, Wirkung und in ihren Eigenschaften eine vollwertige, dauerelastische Idealbinde, die eine Längsdehnung von ca. 75 % aufweist. Uniflex® Ideal ist sterilisierbar (Autoklav). Sie gewährleistet eine hohe Absorption von Flüssigkeit.

Uniflex® Ideal besteht zu 62 % aus Baumwolle und zu 38 % aus Polyamid.



Uniflex® Ideal hat ein luftdurchlässiges Gewebe und eignet sich für die Wiederranlage von Schienen- und Gipsverbänden.



Für fixierende und stützende Verbände.

### Anwendung

Uniflex® Ideal ist geeignet für

- feste, komprimierende Wundverbände
- das Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
- Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
- die Nachbehandlung von Luxationen, Frakturen etc.
- komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
- Salbenverbände

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Einzelbinde lose im Karton			
4552400	5 m x 6 cm	10/80	03248433
4552500	5 m x 8 cm	10/60	03248456
4552600	5 m x 10 cm	10/60	03248462
4552700	5 m x 12 cm	10/60	03248479
4552800	5 m x 15 cm	5/40	03248485
4552900	5 m x 20 cm	5/30	03248491

(Länge gedehnt)