

# Peha® Katheter-Sets

Für systematisches, steriles Arbeiten beim Katheterisieren

## Charakteristik

Drei verschiedene Katheter-Set Typen mit individuellen Ergänzungsteilen in den Set-Varianten für systematisches, steriles und bedarfsorientiertes Arbeiten.

Typ A - für den intermittierenden Einmal-katheterismus, mit Urinbeutel 1500 ccm.

Typ Q - für den intermittierenden Einmal-katheterismus, mit Urinschale 500 ccm.

Typ D - für den Dauerkatheterismus; DK/F bei Frauen, DK/M bei Männern.

## Anwendung

Für den Katheterismus der Harnblase; zum Abwerfen gebrauchten Materials wird die Außenschale verwendet.

### BASIS-INHALT:

1 Einschlagtuch 50x50 cm, als sterile Arbeitsunterlage;

1 Lochtuch 60x60 cm, geschlitzt, zur Abdeckung des Genitalbereichs;

2 ES-Kompressen 7,5x7,5 cm und

4 pflaumengroße Tupfer, für die Desinfektion der Genitalien;

2 Pinzetten, für die Desinfektion und zum Einführen des Katheters;

1 Urinauffangbehältnis, ausgenommen Typ D.

Sepso® J = eWZ Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Königsee

Instillagel® = eWZ Farco Pharma GmbH, Köln



## Peha® Katheter-Set AS

Basis-Inhalt

## Peha® Katheter-Set A

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

## Peha® Katheter-Set AC

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Sepso® J 30 ml

Instillagel® 11 ml

## Peha® Katheter-Set QS

Basis-Inhalt

## Peha® Katheter-Set Q

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

## Peha® Katheter-Set QC

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Sepso® J 30 ml

Instillagel® 11 ml

## Peha® Katheter-Set DK

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Aqua-dist.-Glycerin-Spritze 10 ml

## Peha® Katheter-Set DK/F

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Aqua-dist.-Glycerin-Spritze 10 ml

Sepso® J 30 ml

## Peha® Katheter-Set DK/M

Basis-Inhalt plus:

2 puderfreie Latexhandschuhe

Aqua-dist.-Glycerin-Spritze 10 ml

Sepso® J 30 ml

Instillagel® 11 ml



Peha Katheter-Sets helfen bei der Einhaltung absoluter Sterilität und unterschiedliche Set-Varianten gewährleisten die notwendige Wirtschaftlichkeit.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Peha® Katheter-Set AS steril</b>	1 Set	455 262	2708163	14
<b>Peha® Katheter-Set A steril</b>	1 Set	455 260	1903342	14
<b>Peha® Katheter-Set AC steril, apothekenpflichtig</b>	1 Set N1	455 261	2708128	10
<b>Peha® Katheter-Set QS steril</b>	1 Set	455 268	2708134	10
<b>Peha® Katheter-Set Q steril</b>	1 Set	455 266	1903359	10
<b>Peha® Katheter-Set QC steril, apothekenpflichtig</b>	1 Set N1	455 267	2708140	12
<b>Peha® Katheter-Set DK steril</b>	1 Set	455 263	3692079	10
<b>Peha® Katheter-Set DK/F steril, apothekenpflichtig</b>	1 Set N1	455 265	2779341	10
<b>Peha® Katheter-Set DK/M steril, apothekenpflichtig</b>	1 Set N1	455 264	2708157	10