



Silikon *Diaphragma*

MILEX Wide Seal mit Omniflex-Spiralfederring

Anwendung:

Barriere Verhütungsmittel zur Schwangerschaftsverhütung.

Anwendung zusammen mit Gel (**Contragel** grün® PZN 04116596 oder **Caya**® Gel PZN 02950119)

Vor dem Kauf und der Erstanwendung dieses Diaphragmas muss die für Sie richtige Größe bei einer Ärztin/Arzt oder Beratungsstelle ermittelt werden.

Eigenschaften:

- lange Haltbarkeit
- sterilisierbar
- auch bei Latexallergie verwendbar
- durch den breiten Rand mit Lippe breiterer Abschluss zur Vaginalwand, zudem bleibt das Gel besser im Diaphragma
- Aufbewahrungsbox

Inhaltsstoffe:

- Membran: medizinisches Silikon
- Federring: Edelstahl
- Farbe: beige

Silikon *Diaphragma*

Lieferbare Größen:
(Außendurchmesser)

60 mm	PZN 197460 3
65 mm	PZN 197462 6
70 mm	PZN 197463 2
75 mm	PZN 197464 9
80 mm	PZN 197465 5
85 mm	PZN 197466 1
90 mm	PZN 197467 8

 Cooper Surgical Inc.
USA

 0086
Medizinprodukt
Made in USA



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de



www.medintim.de