

# Pagavit®

## Das Wattestäbchen mit Lemon-Glycerin für eine wirkungsvolle Mundpflege

### Charakteristik

Wattestäbchen für die Mundpflege; getränkt mit Glycerin und Zitronensäure; der lang anhaltende Apfel-Citrus-Geschmack wirkt erfrischend und belebend, die Speichelbildung wird angeregt.



### Anwendung

Zur Pflege der Lippen und der Mundhöhle bei Patienten mit ungenügender Speichelbildung, insbesondere bei hohem Fieber oder nach großen Operationen.



Pagavit Lemon-Glycerin Wattestäbchen halten Haut und Lippen geschmeidig und lindern Durstgefühle.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Pagavit®</b> eingesiegelt zu 3 Stück	25x3 Stück	999 581	2101254	8

# Wattestäbchen

## Für vielfältigen Einsatz im medizinischen Bereich

### Charakteristik

In verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten Anforderungen; in steriler sowie unsteriler Aufmachung mit unterschiedlich großem Wattekopf, aus Holz oder Polypropylen, wobei die Stäbchen aus Polypropylen über eine gewisse Flexibilität verfügen.



### Anwendung

Für universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw. Nicht in den Atemstrakt einführen.

### Peha® Wattestäbchen

Steril, eingesiegelt zu 2 Stück in Blisterpackung; insbesondere zur äußerlichen Wundreinigung und -pflege, aber auch für Arbeiten im Labor, wenn Sterilität erforderlich ist.



Bei der Desinfektion größerer Wundflächen ist das sterile Peha Wattestäbchen durch seinen großen, hoch speicherfähigen Wattekopf bestens geeignet.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Wattestäbchen</b> aus Holz, 2 mm Ø, mit kleinem Wattekopf				
15 cm	100 Stück	967 936	1480700	200
<b>Wattestäbchen</b> aus Polypropylen, 4 mm Ø, mit großem Wattekopf				
14 cm	50 Stück	967 939	7275208	20
<b>Peha® Wattestäbchen</b> steril, eingesiegelt zu 2 Stück, aus Polypropylen, 4 mm Ø, mit großem Wattekopf				
14 cm	100x2 Stück	967 950	1903388	1