



Vollbad:
150 l Wasser + 30 ml Tannosynt (= 2 Meßbecher)
entsprechen einer Verdünnung von 1:5000.

Die empfohlene Badedauer beträgt 10-15
Minuten. Die Badetemperatur sollte bei 32-35 °C
liegen.



Die Schraubkappe der
Flasche ist innen mit einer
Messkala versehen.

Hinweis: Tannosynt flüssig sollte nicht gleichzeitig
mit Seife angewendet werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Tannosynt flüssig versehentlich in die Augen gelangt?

Wenn Tannosynt flüssig in die Augen gelangt, soll-
ten Sie die Augen ca. 10 Minuten unter fließendem
Wasser spülen und anschließend einen Arzt auf-
suchen.

Was ist zu tun, wenn der flüssige Badezusatz ein- genommen wurde?

Nach versehentlicher Einnahme des Konzentrates
können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftre-
ten. Beim Erbrechen besteht die Gefahr, dass
Schaum in die Lunge gelangt und zu einer
Lungenentzündung führt. Deshalb sollte Er-
brechen nicht herbeigeführt werden.

Nach Einnahme des Konzentrates ist der Arzt auf-
zusuchen, der über die weiteren Therapiemaß-
nahmen entscheidet.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der An- wendung von Tannosynt flüssig auftreten?

Bei der Anwendung von Tannosynt flüssig an der
Haut können in Einzelfällen leichte Hautreizungen
auftreten. Der Wirkstoff oder die sonstigen
Bestandteile von Tannosynt flüssig können zu
einer Überempfindlichkeitsreaktion der Haut
führen.

**Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten,
die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt
sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder
Apotheker mit.**

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Neben- wirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten von Nebenwirkungen ist Tannosynt
flüssig abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Falt-
schachtel und Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie
diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Tannosynt flüssig ist nach Anbruch des Behäl-
nisses 6 Monate haltbar.

Stand der Information

Juli 2003

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Folgende Tannosynt Zubereitungen stehen Ihnen
außerdem zur Verfügung:

Tannosynt Lotio (Schüttelmixtur), Flasche mit
100 g (N1), zur Behandlung von
Windpocken,

Tannosynt Creme Tube mit 20 g (N1), 50 g (N2)
und 100 g (N3), Creme zur
Behandlung von Entzündungen
und Juckreiz

ZUSÄTZLICHE HINWEISE UND ERLÄUTERUNGEN FÜR PATIENTEN

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

zur Behandlung Ihrer Hauterkrankung haben Sie
Tannosynt flüssig erhalten. Wir möchten Ihnen
hierzu einige ergänzende Informationen geben.

Die Herkunft des Gerbstoffes

Tannosynt flüssig enthält einen synthetischen
Gerbstoff. Schon unsere Vorfahren kannten die
günstige Wirkung von Gerbstoffen auf die Haut:
das Bad mit der Eichenrinde, der Umschlag mit
Heidelbeeren und schwarzem Tee. In einer ganzen
Reihe von Rinden und Blättern kommen
Gerbstoffe unterschiedlicher Zusammensetzung
vor. Tannosynt flüssig enthält einen synthetischen
Gerbstoff, der haltbar ist und nicht färbt.

Wie wirkt Gerbstoff?

Überall dort, wo die Hautoberfläche verletzt ist,
heftet sich der Gerbstoff an und entfaltet verschie-
dene Wirkungen. Im Gewebswasser der
Hautspalten (dessen Austreten die Grundlage des
Nässens ist) lässt er die Eiweißstoffe gerinnen
(darin besteht das Wesen des Gerbens), die
dadurch einen festen Film über der offenen Stelle
bilden und weiteren Flüssigkeitsverlust, weiteres
Nässen verhindern. In diesem Film werden mit
dem Eiweiß auch entzündungs- und juckreizverur-
sachende Substanzen gebunden, Bakterien und
Pilze eingeschlossen und inaktiviert; der Gerbstoff
wirkt damit auch indirekt desinfizierend, bakterien-
abweisend.

Der Erfolg: Brennen und Juckreiz verschwinden,
die Entzündung klingt ab, und das Nässen geht

zurück.

Wie wird Tannosynt flüssig richtig angewendet?
Tannosynt flüssig ist ein flüssiger Badezusatz. Bei
großflächigen juckend-nässenden Erkrankungen
erreicht man mit täglichen Vollbädern mit
Tannosynt-Zusatz problemlos und schonend alle
Körperpartien.

Gerade bei kleinen Kindern mit Windeldermatitis
sind Bäder die optimale Methode. Der Wirkstoff
kommt schnell und angenehm an die Haut, ver-
bunden mit dem direkten beruhigenden Effekt des
Wassers.

Bei Erkrankungen im Intimbereich und um den
After ist das Sitzbad in geeigneter Verdünnung sehr
angenehm und hilfreich. Bei kleinflächigen, sehr
stark gereizten Hauterscheinungen sind feuchte
Umschläge (mit Mullkompressen, frisch gewasche-
nen Geschirrhändtüchern oder Waschlappen) mit
der gleichen Lösung sinnvoll.

Die Schraubkappe der Flasche ist innen mit einer
Messkala versehen und erleichtert somit die
Herstellung der entsprechenden Verdünnungen
(s. Kapitel "Dosierungsanleitung, Art und Dauer
der Anwendung").

Was ist über die Verträglichkeit von Gerbstoff zu sagen?

Gerbstoff wird in den Hautschichten der erkrank-
ten Regionen fest gebunden. Er dringt nicht tiefer
in die Unterhaut ein noch wird er gar in die
Blutbahn aufgenommen und im Körper verteilt.
Gerbstoff ist an Ort und Stelle sehr gut verträglich.

Tannosynt flüssig kann auch während der
Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden.

Hermal wünscht Ihnen gute Besserung!





Tannosynt® flüssig

Wirkstoff: Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff)

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Tannosynt® flüssig

Wirkstoff: Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff) 40 g.

Zusammensetzung

100 g Tannosynt flüssig enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Wirkstoff: Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff) 40 g.

Sonstige Bestandteile:

Dodecylpoly(oxyethylen)-2-hydrogensulfat, Natriumsalz; Natriumsulfat; Duftstoff; gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Flüssiger Badezusatz

Flaschen mit 100 g (N1)
250 g (N2)
500 g (N3)

Gerbstoffpräparat mit entzündungshemmender und juckreizlindernder Wirkung.

HERMAL KURT HERRMANN GmbH & Co OHG
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek
Telefon: (040) 72704-0; Telefax: (040) 7229296

Anwendungsgebiete

Synthetischer Gerbstoff beeinflusst aufgrund seiner eiweißfällenden, gerbenden und schorfbildenden Wirkung bestimmte entzündliche, nässende und juckende Hauterkrankungen. Tannosynt flüssig ist aufgrund der Darreichungsform besonders geeignet zur symptomatischen Behandlung von akuten, entzündlichen, nässenden und juckenden

Hauterkrankungen an schwer zugänglichen Hautpartien (z.B. in den Körperfalten und im Anal- und Genitalbereich) und zur unterstützenden Behandlung bei Windeldermatitis und übermäßiger Schweißsekretion (Hyperhidrosis).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Tannosynt flüssig nicht anwenden?

Tannosynt flüssig darf nicht am Auge angewendet werden.

Tannosynt flüssig darf nicht angewendet werden bei Bestehen einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe.

Grundsätzlich dürfen Vollbäder – also auch solche mit Tannosynt-flüssig-Zusatz – bei schweren Herz- und Kreislaufstörungen, bei Hypertonie/Bluthochdruck, bei fieberhaften Erkrankungen sowie bei Tuberkulose nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie Tannosynt flüssig erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt verwenden?

Bei größeren Hautverletzungen und bei akuten unklaren Hauterkrankungen sollte Tannosynt flüssig nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Gegen die Anwendung von Tannosynt flüssig während der Schwangerschaft und der Stillzeit bestehen keine Bedenken, da keine Aufnahme über die Haut in den Körper erfolgt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Tannosynt flüssig ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Nicht unverdünnt anwenden. Aufgrund der augenreizenden Wirkung werden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen empfohlen.

Wechselwirkungen

Da synthetischer Gerbstoff mit anderen Stoffen in Wechselwirkung treten kann, sollten Bädern und Umschlägen mit Tannosynt flüssig keine anderen Zusätze beigefügt werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Tannosynt flüssig nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Tannosynt flüssig sonst nicht richtig wirken kann!

Wie sollten Sie Tannosynt flüssig anwenden?

Umschläge mit Tannosynt flüssig werden im allgemeinen mehrmals täglich angewendet. Sitz-, Teil- und Vollbäder anfangs einmal täglich, später zwei- bis dreimal in der Woche. Die Anwendung erfolgt bis zum Abklingen der Hauterscheinungen. Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Tannosynt flüssig ist für Umschläge, Sitz-, Teil- und Vollbäder in einer Verdünnung von 1:1000 bis 1:5000 bestimmt. Es löst sich in lauwarmem und warmem Wasser ohne Schwierigkeiten.

Teilbad – Sitzbad – Umschläge:

5 l Wasser + 5 ml Tannosynt (= 1/3 Meßbecher) entsprechen einer Verdünnung von 1:1000.

Kinderbad:

25 l Wasser + 5 ml Tannosynt (= 1/3 Meßbecher) entsprechen einer Verdünnung von 1:5000.

