

HARTMANN Holzmundspatel

Das unentbehrliche Hilfsmittel im medizinischen Alltag

Charakteristik

Holzmundspatel, die durch ihre außerordentlich sorgfältige Verarbeitung und die abgerundeten Kanten eine hohe Anwendungssicherheit gewährleisten; steril, einzeln in Blisterpackung sowie unsteril erhältlich.



Anwendung

Für Untersuchungen, zum Auftragen von Salben usw.; die Sterilaufmachung findet insbesondere in der sterilen Wundbehandlung Anwendung, aber auch bei Laborarbeiten, die absolut keimfreie Materialien verlangen, z. B. für Abstriche usw.; nach Verwendung kann der Holzspatel in der Blisterpackung entsorgt werden, um einer Keimverschleppung entgegenzuwirken.



Den klassischen Holzmundspatel gibt es auch steril und einzeln eingeseigelt.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
HARTMANN Holzmundspatel steril, einzeln eingeseigelt	100 Stück	470 009	3835538	1
HARTMANN Holzmundspatel unsteril	100 Stück	968 900	0494700	50

HARTMANN Verbandklammern

Die praktische Fixierung von Bindenden

Charakteristik

Mit elastischem, latexfreiem Gummiband, das fest mit den stabilen und biegesicheren Metallhäkchen vernietet ist; in zwei Farben erhältlich.



Anwendung

Zur schnellen und sicheren Fixierung des Bindendes nicht kohäsiver Binden.



Zur Fixierung des Bindendes von nicht kohäsivem Bindenmaterial sind Verbandklammern ein schnelles und sicheres Hilfsmittel.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
HARTMANN Verbandklammern				
weiß	50 Stück	939 620	1083614	60
hautfarben	50 Stück	939 621	1083560	60